



کنترل کیفی داخلی و تفسیر نتایج

کنترل کیفی خارجی

Table of Contents

| | |
|----|---|
| ۱ | اصول صحیح کنترل کیفی |
| ۳ | اتوآنالایزر در آزمایشگاه بیوشیمی |
| ۳ | انواع اتوآنالایزر |
| ۶ | کنترل متغیرها در بخش مرحله انجام آزمایش |
| ۶ | کنترل کیفیت آماری |
| ۶ | انتخاب مواد کنترلی |
| ۸ | خطای مجاز |
| ۹ | روشهای تعیین مقادیر خطای مجاز: |
| ۱۰ | نمودار کنترلی |
| ۱۱ | اجرای کنترل داخلی کیفیت |
| ۱۴ | تفسیر نتایج |
| ۱۴ | چارت کنترلی Levey-Jenning |
| ۱۶ | ۲- تفسیر چارت کنترلی با قوانین چندگانه وستگارد |
| ۲۲ | قوانین WHO |
| ۲۴ | انواع خطا |
| ۲۴ | اقدامات اصلاحی |
| ۲۵ | خطای راندوم |
| ۲۵ | خطای سیستماتیک |
| ۲۶ | چارت کنترل تجمعی Cumulative Sum (Cusum) Control chart |
| ۲۹ | کنترل کیفیت بر اساس نتایج آزمایش بیماران |
| ۳۲ | روشهای آماری برای پایش میانگین نتایج بیماران |
| ۳۲ | بررسی هماهنگی نتایج آزمایشگاه با تشخیص نهایی |
| ۳۳ | اصول کنترل کیفی در آزمایشگاه خونشناسی |
| ۳۳ | برنامه‌های دائمی: |
| ۳۳ | برنامه‌های روزانه: |
| ۳۳ | اصول کار با دستگاه‌های سل‌کانتر |
| ۳۴ | محلول‌های سل‌کانتر |

| | |
|----|---|
| ۳۵ | کالیبراسیون و کنترل کیفیت سل‌کانتر |
| ۳۵ | کالیبراسیون |
| ۳۶ | کنترل کیفیت |
| ۴۱ | دستگاه میکرو هماتوکریت |
| ۴۲ | کنترل کیفی و بررسی کالیبراسیون دستگاه میکرو هماتوکریت |
| ۴۳ | کنترل کیفی آزمایشات انعقادی |
| ۴۵ | اصول صحیح کنترل کیفی در آزمایشگاه میکروبی‌شناسی |
| ۴۵ | تهیه و کنترل کیفیت محیط های کشت |
| ۴۵ | نکات عمومی در مورد محیط های کشت: |
| ۵۰ | کنترل کیفی محیط های کشت میکروبی: |
| ۵۰ | اصطلاحات مربوط به سویه های میکروبی کنترل |
| ۵۰ | منبع سویه‌های کنترل: |
| ۵۰ | روش انجام آزمون کنترل کیفیت محیط‌های کشت |
| ۵۱ | بررسی آزمایش‌های عملکردی محیط کشت (Performance testing) |
| ۵۲ | کنترل محیط های ساخته شده تجاری (آماده مصرف): |
| ۵۲ | بررسی آلودگی محیط های کشت (استریل بودن محیط های کشت): |
| ۵۲ | تفسیر نتایج: |
| ۵۳ | سایر معیارهای تضمین کیفیت: |
| ۵۶ | اصول صحیح کنترل کیفی در آزمایشات کیفی: |
| ۵۷ | تفسیر نتایج برنامه کنترل کیفی خارجی |
| ۵۹ | مراحل کار تفسیر نتایج EQA : |
| ۶۲ | منابع |

اصول صحیح کنترل کیفی

هدف از درخواست آزمایش توسط پزشک برای بیمار، بررسی وضعیت پاتوفیزیولوژیک وی به منظور تشخیص علت بیماری و پیگیری درمان وی می‌باشد. نتایج آزمایش وقتی می‌تواند به پزشک در این موارد کمک نماید که خطا در انجام آزمایشات وجود نداشته و یا به حداقل رسیده باشد و یا تاثیر این خطاهای احتمالی بر نتیجه نهایی ناچیز بوده و پاسخ آزمایش تنها نشان‌دهنده وضعیت بیولوژیک بیمار باشد. برای رسیدن به نتیجه درست و قابل قبول و به حداقل رسانیدن خطاهای آزمایشگاه، یک روش صحیح برای برنامه تضمین کیفیت ضروری است. تضمین کیفیت طیف وسیعی از فعالیت‌ها را در بر می‌گیرد که اجرای آن‌ها در یک قالب منسجم برای رسیدن آزمایشگاه به کیفیت مطلوب لازم می‌باشد.

عوامل بسیاری عملکرد آزمایشگاه را تحت تاثیر قرار می‌دهند که برخی از آن‌ها عبارتند از:

- ۱) تغییرات بیولوژیک / فیزیولوژیک در بدن فرد
- ۲) مواد مداخله‌گر مثل داروها
- ۳) متغیرهای پیش از انجام آزمایش (Preanalytic) مانند جمع‌آوری، انتقال، آماده‌سازی و نگهداری نمونه‌ها
- ۴) متغیرهای حین انجام آزمایش (Analytic)
- ۵) متغیرهای پس از انجام آزمایش (Postanalytic)

تمامی این فعالیت‌ها بایستی طوری انجام شود که سه بخش پیش از انجام آزمایش (Preanalytic) و حین انجام آزمایش (Analytic) و پس از انجام آزمایش (Postanalytic) را شامل گردد.

بسیاری از مشکلات مهمی که در آزمایشگاه‌ها رخ می‌دهد در بخش پیش از انجام آزمایش (Preanalytic) ایجاد می‌شود که مثال‌هایی از آن عبارتند از: درخواست آزمایش نامناسب، آماده نبودن بیمار برای انجام آزمایش (عدم رعایت رژیم غذایی خاص، فعالیت بدنی زیاد یا کم، مصرف داروها و ...)، رعایت نکردن دستورهای لازم برای آزمایش (مانند مواردی که در مورد جمع‌آوری نمونه ادرار ۲۴ ساعته یا آزمایش خون مخفی در مدفوع به بیمار توصیه می‌شود)، نمونه‌گیری ناصحیح (ظرف یا نگهدارنده نامناسب، آلودگی در زمان نمونه‌گیری، بستن تورنیکه به مدت طولانی، اندازه سوزن، شرایط خوابیده و ایستاده و ...)، برچسب‌گذاری غلط، آماده‌سازی و نگهداری نامناسب (سانتریفیوژ یا دمای نامناسب نگهداری، ...).

معیارهای اصلی کنترل کیفی در آزمایشگاه: شامل ۴ بخش می باشد:

۱. کنترل پرسنل
۲. کنترل معرفها، کیتها و مواد مصرفی
۳. کنترل دستگاهها و وسائل
۴. کنترل روش کار (SOP)

کنترل کیفیت آماری کنترل کیفیت آماری:

در کنترل کیفیت آماری، نمونه کنترلی (به عنوان نماینده یک گروه از نمونه های بیماران) مورد آزمایش قرار گرفته و نتایج آن با مقدار مورد انتظار که اغلب به صورت یک محدوده تعریف شده، مقایسه می گردد.

اگر نتیجه آزمایش نمونه کنترلی در محدوده مورد انتظار قرار بگیرد، نتایج بیماران قابل قبول شناخته می-شوند.

برعکس اگر نتیجه نمونه کنترلی خارج از محدوده مورد انتظار قرائت شود، احتمال وجود خطا در سیستم آزمایش مطرح شده و طبیعتاً نتایج بیماران نیز غیر قابل قبول شناخته می شوند.

برای این که از بروز این گونه خطاها جلوگیری نماییم بایستی دستورالعمل های پذیرش، نمونه گیری، انتقال و نگهداری نمونه به تفکیک نوع آزمایش (یا گروهی از آزمایشها که شرایط مشابهی دارند) تهیه و در ضمن این که به کارکنان آموزش داده می شود در اختیار آنها نیز قرار گیرد. ثبت غلط نتیجه آزمایش در برگه های جوابدهی و جابجایی نتایج از خطاهایی هستند که در بخش پس از انجام آزمایش (Postanalytic) رخ می دهند و با آموزش کارکنان و کنترل نتایج به حداقل رسانیده می شود.

خطاهایی که در قسمت حین انجام آزمایش (analytic) صورت می گیرد مواردی مانند کالیبراسیون نامناسب سیستم، اشکال در روش آزمایشگاهی مورد استفاده و ... می باشد.

موضوع اصلی که در این دستورالعملها مورد توجه قرار می گیرد روش های شناسایی و نحوه برخورد با این خطاها می باشد.

گام نخست برای اینکه از تجهیزات آزمایشگاه به نحو احسن استفاده نماییم، مطالعه کاتالوگ‌ها و انجام دستورالعمل‌های نگهداری و کنترل کیفیت مندرج در آن می‌باشد و مطالبی که در ذیل آورده می‌شود جنبه عمومی داشته و به هیچ عنوان جایگزین دستورالعمل سازنده آن تجهیز نمی‌شود.

اتوانالایزر در آزمایشگاه بیوشیمی

اتوانالایزر در بیوشیمی بالینی ابزارهایی هستند که در بررسی بیوشیمیایی کمیت‌ها را با حداقل دخالت اپراتور انجام می‌دهد.

انواع اتوانالایزر

اتوانالایزر بر اساس ماهیت معرف مورد استفاده به اتوانالایزرهای با معرف مایع و بدون معرف مایع مانند سیستم‌های Kodak, Ektachem, Vitros, Opus تقسیم‌بندی می‌شوند. سیستم‌های با معرف مایع در ایران رایج‌تر بوده و به همین علت در این دستورالعمل مورد بحث قرار گرفته‌اند.

ساختمان کلی اتوانالایزرهای با معرف مایع، شامل قسمت‌های زیر می‌باشد:

منبع نوری، مونوکروماتور، محفظه کووت، انکوباتور برای ایجاد دمای مناسب واکنش، بازوی مکنده معرف، بازوی مکنده نمونه Sample/Reagent Prob، دکتور و واحد اطلاعات و پردازش این اطلاعات.

این اتوانالایزرها بر اساس روش انتقال نمونه به دو دسته Continuous flow و Discrete Analyzer تقسیم می‌شوند. در اتوانالایزر خودکار Continuous flow نمونه از طریق بازوی مکنده نمونه (Sample Probe) به جریان مداوم معرف وارد می‌شود ولی در سیستم‌های Discrete Analyzer نمونه توسط Probe به محفظه واکنش خاص انتقال می‌یابد.

نکات مهم در مورد استفاده از اتوانالایزر بیوشیمی

- ✓ آشنایی کامل با دستگاه قبل از شروع به کار
- ✓ ایجاد شرایط الزامی برای عملکرد صحیح دسته به‌طور مثال برق مناسب و یا آب با خلوص خاص.
- ✓ استفاده از دستورالعمل اختصاصی ارائه شده توسط سازنده کیت برای دستگاه مورد نظر

✓ عدم استفاده از کنترل به جای کالیبراتور در عمل کالیبراسیون، در کالیبراسیون کمیت‌ها باید به غلظت مناسب کالیبراتور نیز توجه داشت به‌طور مثال برای کالیبراسیون HDL بایستی از کالیبراتور مخصوص همین کیت استفاده نمود، نه از کالیبراتور کلسترول توتال.

✓ استفاده از کالیبراتور و کنترل‌های مورد توصیه سازنده کیت یا استفاده از کالیبراتور و کنترل‌های هماهنگ.

✓ عدم تغییر فاکتور اعلام شده سازنده کیت برای آنزیم، این عمل که ممکن است به منظور تصحیح کنترل قرائت شده صورت گیرد مشکلات احتمالی از قبیل عدم کفایت، ناپایداری معرف و امکان تداخل زمینه سرم کنترل با معرف و یا اشکال در دمای انکوباتور سیستم را پوشانیده و مانع یافتن خطای واقعی می‌گردد.

نگهداری و کنترل کیفیت اتوآنالیزر

برای حفظ کیفیت عملکرد اتوآنالیزر لازم است کلیه موارد یادشده در دستورالعمل همراه جهت نگهداری و سرویس دستگاه رعایت شود.

برای سرویس کالیبراسیون سیستم، برنامه زمان‌بندی شده تهیه و سوابق مکتوب انجام آن نگهداری شود.

برای بررسی عملکرد دستگاه بعد از هر سرویس و کالیبراسیون انجام تست‌های زیر توصیه می‌شود.

سنجش عملکرد پروب‌ها:

تست‌هایی انجام می‌شود که برای انجام آن‌ها کمترین و بیشترین حجم نمونه لازم باشد (مانند تست پروتئین در سیستم‌های RA) سپس یک نمونه کنترل ۳۰ بار مورد اندازه‌گیری پروتئین قرار می‌گیرد و پراکندگی نتایج حاصل بر حسب CV% نباید بیش از مقدار خطای مجاز شده توسط سازنده کیت باشد.

دمای انکوباتور:

برای بررسی پایداری دمای انکوباتور دستگاه تستی انجام می‌گیرد که به تغییرات دما حساس است مثل اندازه‌گیری تست ALT. سپس یک نمونه کنترل ۳۰ بار مورد اندازه‌گیری ALT قرار می‌گیرد و پراکندگی نتایج حاصل بر حسب CV% نباید بیش از مقدار خطای مجاز شده توسط سازنده کیت باشد.

انتقال ناخواسته (Carry Over):

در دستگاه اتوآنالایزر ممکن است نمونه یا معرف بطور ناخواسته انتقال یابند.

برای بررسی انتقال ناخواسته معرف بایستی از دو تستی که NADH را اندازه‌گیری می‌کنند استفاده نمود.

به‌طور مثال LDH و ALT که یکی افزایش و دیگری کاهش NADH را اندازه‌گیری می‌کند.

بدین ترتیب که بر روی یک نمونه کنترل در یک سری کار و به ترتیب زیر، ۳۰ بار آزمایش LDH و ۱۰ بار

ALT انجام می‌شود.

| | |
|-----|-----|
| LDH | ALT |
| LDH | - |
| LDH | - |
| LDH | ALT |
| LDH | - |
| LDH | - |
| LDH | ALT |
| LDH | - |

میزان پراکندگی نتایج اندازه‌گیری LDH بر حسب CV اندازه‌گیری می‌شود.

سپس در یک سری کاری ۳۰ بار LDH به تنهایی (بدون همراهی با ALT) اندازه‌گیری و میزان پراکندگی

نتایج اندازه‌گیری LDH بر حسب CV محاسبه می‌شود.

CV% در در حالت اول (آزمایش LDH و ALT) باید معادل یا کمتر از حالت دوم (اندازه‌گیری LDH به

تنهایی) باشد.

انتقال ناخواسته نمونه با انجام آزمایش بر روی نمونه‌های با غلظت بالا و پایین کمیت‌های انتخابی، به-

طور متوالی بررسی می‌شود. به‌طور مثال گلوکز با غلظت‌های ۵۰ و ۵۰۰ میلی‌گرم درصد و یا ALT در غلظت‌های بالا و

پایین انتخاب شده به‌طور متناوب هر یک از نمونه‌های با غلظت‌های پایین (L) و بالا (H) سه بار مورد آزمایش قرار

می‌گیرد.

H-H-H-L-L-L-H-H-H-L-L-L-...

پراکندگی نتایج غلظت‌های پایین مورد محاسبه قرار می‌گیرد.

سپس در یک سری کاری مجزا، نمونه با غلظت پایین به تنهایی و به دفعات اندازه‌گیری و میزان پراکندگی نتایج حاصله بر حسب CV% محاسبه می‌شود.

پراکندگی نتایج حاصله بر حسب CV% در حالت اول نباید بیش از پراکندگی حاصله از تکرار همین نمونه به تنهایی و در سری کاری مجزا باشد. در غیر این صورت تداخل در برداشت نمونه وجود داشته است.

اجرای برنامه کنترل داخلی کیفیت Internal Quality Control برای کلیه کمیت‌هایی که اندازه‌گیری می‌شود با دستگاه جهت بررسی قابلیت تکرار و عضویت در برنامه ارزیابی خارجی کیفیت EQAS جهت بررسی صحت عملکرد دستگاه اتوآنالیزر الزامی می‌باشد.

برای بررسی کامل‌تر عملکرد دستگاه‌های اتوآنالیزر می‌توان به دستورالعمل‌های ECCLS و CLSI رجوع نمود.

کنترل متغیرها در بخش مرحله انجام آزمایش

متغیرهای مرحله انجام آزمایش را می‌توان به دو روش تحت کنترل قرار داد.

(۱) استفاده از نمونه کنترل و تعمیم نتایج آن به جواب آزمایش‌های بیماران.

(۲) استفاده از نتایج بیماران (دلتا چک، آزمایش‌های مضاعف و ...).

کنترل کیفیت آماری

در کنترل کیفیت آماری نمونه کنترلی به‌عنوان نماینده‌ای از یک گروه از نمونه‌های بیماران مورد آزمایش قرار می‌گیرد و نتایج آن با مقادیر مورد انتظار که اغلب به‌صورت یک محدوده بیان می‌گردد، مقایسه می‌گردد. اگر نتایج آزمایش نمونه کنترل در این محدوده باشد نتایج آزمایش‌های بیماران نیز قابل قبول می‌باشد ولی اگر نتیجه نمونه کنترلی در این محدوده قرار نگیرد جواب‌های بیماران نیز مورد اعتماد نبوده و این نتایج هم قابل قبول نیست.

انتخاب مواد کنترلی

در انتخاب مواد کنترلی بایستی موارد زیر مورد توجه قرار گیرد.

(۱) پایداری: بایستی این مواد برای مدت طولانی پایداری داشته باشند و در عین حال فاقد مواد نگهدارنده مداخله کننده باشند. این ویژگی به آزمایشگاه اجازه می‌دهد تا مواد کنترلی مورد نیاز خود را برای مدت مشخص، یک‌جا تهیه نماید (بهتر است مواد کنترلی برای مصرف یک‌سال، خریداری شود).

- ۲) مشابهت با نمونه انسانی مورد آزمایش: بهتر است کنترل با توجه به نمونه انسانی مورد آزمایش انتخاب شود. به عنوان مثال کنترل های با پایه سرم، ادرار، خون، CSF و
- ۳) عدم وجود اثرات زمینه‌ای (Matrix effect): برای انتخاب سرم کنترل باید همخوانی آن با معرف های مورد آزمایش در نظر گرفته شود و از عدم وجود اثرات زمینه‌ای اطمینان حاصل شده باشد.
- ۴) یکنواختی: ویال های مختلف کنترل بایستی هموزن بوده و غلظت متغیرهای موجود در آن ها یکسان باشد.
- ۵) بسته بندی مناسب: ویال بدون نشستی بوده و به حجم رسانیدن و نگهداری کنترل با سهولت انجام شود.
- ۶) قیمت ارزن و تعداد زیاد مصرف کنندگان.
- ۷) فاقد عامل بیماری‌زا: مثل باکتری، قارچ، ویروس و پرینون.

برای استفاده هم می توان از کنترل های لیوفیلیزه و هم می توان از کنترل های مایع استفاده نمود. ولی وقتی می خواهیم یکی از آن ها را انتخاب نماییم بایستی معایب و مزایای هر کدام را در نظر داشته باشیم. به طور مثال خطا در به حجم رسانیدن کنترل های لیوفیلیزه ممکن است منجر به بروز مشکلاتی شود در حالی که کنترل های مایع آماده مصرف هستند. در عین حال موادی که در کنترل های مایع وجود دارند ممکن است در برخی روش ها تداخل نموده و باعث خطا شود.

برای کنترل داخلی کیفیت، بهتر است حداقل امکان دو غلظت مختلف از کنترل استفاده شود. انتخاب غلظت های نزدیک به محدوده تصمیم گیری بالینی (Decision level) ارجح می باشد. مانند غلظت ۱۲۶ و ۲۰۰ میلی گرم در دسی لیتر برای گلوکز. برخی پیشنهاد می نمایند غلظت کنترل ها طوری انتخاب شود که محدوده قابل گزارش در روش آزمایشگاهی (Reportable range) را پوشش دهد. برای مثال اگر سازنده ادعا کرده است که محدوده گزارش دهی کیت اندازه گیری گلوکز ۳۰ تا ۴۰۰ میلی گرم در دسی لیتر است می توان کنترل هایی با غلظت تقریبی ۴۰ و ۳۸۰ میلی گرم در دسی لیتر را انتخاب نمود.

مواد کنترلی به دو شکل دارای مقادیر مشخص (assayed) و فاقد مقادیر مشخص (unassayed) موجود است و هر دو نوع آن ها را می توان در بررسی دقت (Precision) استفاده نمود.

نکته ۱: مواد کنترل ها را نمی توان به عنوان کالیبراتور استفاده شود. کالیبراتور ماده ای است که برای کالیبراسیون روش های آزمایشگاهی به کار می رود و دارای مقدار مشخصی است در حالی که مواد کنترلی برای کنترل کیفیت روش های آزمایشگاهی به کار می رود و اغلب دارای محدوده غلظتی می باشد

نکته ۲: در خرید کالیبراتور و مواد کنترلی به همخوانی معرف با کالیبراتور و کنترل تجاری توجه داشته باشید. این موضوع را می‌توانید از شرکت پشتیبان کیت و معرف استعلام نمایید.

نکته ۳: برای به حجم رسانیدن مواد کنترلی لیوفیلیزه از وسایل حجمی مناسب و طبق دستور سازنده استفاده کنید.

خطای مجاز

تعیین خطای مجاز برای اجرای فرایند کنترل داخلی کیفیت در بخش آنالیتیک اولین قدم می‌باشد. با وجود تمامی تلاش‌ها، وجود خطا در آزمایشگاه‌ها اجتناب ناپذیر می‌باشد. به طوری که اگر در یک آزمایشگاه، یک کارشناس، آزمایش ثابتی را با دستگاه و معرف مشخص بر روی نمونه واحد، به دفعات انجام دهد، اخذ نتایج مشابه و یکسان در تمامی موارد بعید به نظر می‌رسد. پس مسئول آزمایشگاه می‌بایست با در نظر گرفتن مجموع شرایط آزمایشگاه (نوع دستگاه یا معرف مورد استفاده، تجربه کارکنان و ...) و نیز با توجه به سطح کیفیت مورد نیاز خود، میزان عدم دقت (بر حسب CV% یا SD) و عدم صحت (بر حسب Bias یا Bias%) و یا در مجموع خطای کلی مجاز خود را مشخص نماید.

به عنوان مثال عدم دقت مجاز برای کلسترول و بر حسب CV% معادل ۲٪ در نظر گرفته شود، میزان پراکندگی نتایج برای غلظت ۲۰۰mg/dl به شکل زیر محاسبه می‌گردد.

$$CV\% = \frac{SD * 100}{mean} \quad 2\% = \frac{SD * 100}{200} \quad SD = 4$$

از محاسبات بالا نتیجه می‌گیریم، به احتمال ۹۵٪ اگر کلسترول یک نمونه با غلظت واقعی ۲۰۰mg/dl چند بار اندازه‌گیری شود، نتایج در محدوده ۲۰۰±۸mg/dl یعنی mean± 2SD قرار خواهد گرفت.

خطای مجاز بایستی به صورت واقع بینانه و براساس شرایط آزمایشگاه طوری انتخاب شود که بتواند میزانی از خطا، که تشخیص و تصمیم‌گیری بالینی برای بیمار را تحت تاثیر قرار می‌دهد، شناسایی نماید و در عین حال آن قدر کوچک نباشد که باعث رد کاذب مکرر نتایج گردد.

به عنوان مثال اگر آزمایشگاهی میزان CV% مجاز خود را برای اندازه‌گیری گلوکز ۸٪ تعیین نماید و نمونه‌ای با غلظت واقعی ۱۲۶mg/dl داشته باشد، در ۹۵٪ موارد احتمال دارد نتایج در محدوده ۱۴۶mg/dl - ۱۰۶ ارائه دهد که این طیف غلظتی وسیع به طور واضح باعث اشتباه در تصمیم‌گیری پزشک خواهد شد. اگر این

آزمایشگاه میزان CV% مجاز خود را برای اندازه‌گیری گلوکز به ۱٪ تغییر دهد، در غلظت ۱۲۶mg/dl نتایجی بین ۱۲۳ - ۱۲۹mg/dl خواهد داشت که اگرچه برای پزشک مطلوب است ولی باعث می‌شود سری‌های کاری مکرراً و به‌طور کاذب مردود (False rejection) شناخته شود. این موضوع خود باعث افزایش دفعات تکرار آزمایش، صرف هزینه و خستگی کارکنان می‌گردد.

روش‌های تعیین مقادیر خطای مجاز:

۱- استفاده از محدوده مرجع (Reference Interval): این فرضیه در سال ۱۹۶۳ توسط Tonks مطرح گردید. در این روش با استفاده از فرمول زیر میزان خطای کلی و CV محاسبه می‌گردد.

$$\text{Allowable error} = 2CV = \frac{1/4 \text{ reference interval}}{\text{Mean of interval}} \times 100$$

از آنجایی که محدوده مرجع تحت تاثیر عوامل مختلفی مثل گروه مورد بررسی، مشخصات روش آزمایشگاهی و غیره قرار دارد، این روش امروزه کمتر استفاده می‌شود.

۲- نظریه پزشکان: در اواسط دهه ۱۹۶۰، Barnett با نظر سنجی از پزشکان، خطای مجاز را تعیین نمود.

۳- شرایط موجود: در این روش از نتایج آزمون مهارت (Proficiency testing) و مقادیر عدم دقت و عدم صحت bias متدهای موجود برای تعیین خطای مجاز استفاده می‌شود.

در قوانین CLIA (Clinical Laboratory Improvements Amendments) با این روش

مقادیر خطای مجاز برای حدود ۸۰ کمیت تعیین شده است.

۴- نظریه افراد و گروه‌های کارشناسی: در مورد بعضی پارامترها، گروه‌های کارشناسی مقادیر CV و Bias مجاز را تعیین نمودند. مثال مشخص نمودن خطای مجاز HDL, TG, LDL, COL توسط (NCEP) National cholesterol education program می‌باشد. مقادیر حاصل از این روش برای تعداد محدودی از آزمایش‌ها قابل دستیابی می‌باشد.

۵- تغییرات بیولوژیکی: در این روش تغییرات یک پارامتر در مدت زمانی مشخص در بدن یک فرد و افراد مختلف اندازه‌گیری و بر اساس ضریب انحراف درون فردی within subject و بین افراد مختلف between subject مقادیر CV و Bias مجاز را تعیین می‌کند.

مقادیر خطای مجاز برای هر یک از پارامترها متفاوت بوده و آزمایشگاه بایستی قبل از اجرای کنترل کیفیت با استفاده از یکی از روش‌های فوق عدم صحت و عدم دقت مورد نیاز خودش را تعیین کند.

در جدول زیر عدم دقت مجاز برای لیپیدها بر حسب CV% نشان داده شده است.

| Test | NCEP | Biologic variation |
|------|------|--------------------|
| Chol | 3% | 3% |
| HDL | 4% | 3.6% |
| LDL | 4% | 4.2% |
| TG | 5% | 10.5% |

همان‌طور که در جدول نشان داده شده است حتی برای یک کمیت هم مقادیر خطای مجاز متفاوتی مطرح شده است. برای همین هر آزمایشگاه بایستی بر اساس نیازها و امکانات خود از آن‌ها استفاده کند.


نمودار کنترلی

متداول‌ترین روش برای مقایسه نتایج آزمایش نمونه‌های کنترل استفاده از نمودارهای کنترلی می‌باشد. در نمودارهای کنترلی، غلظت بدست آمده از سرم کنترل روی نموداری با محدوده مشخص، علامت‌گذاری شده و بصورت تصویری و ساده نمایش داده می‌شود. اگر نتایج در داخل محدوده قرار داشته باشند، شرایط آزمایش تحت کنترل بوده و اطمینان داده می‌شود که سیستم درست کار می‌کند. ولی اگر نتایج در داخل محدوده قرار نگرفته باشد نشان‌دهنده مشکل دار بودن سیستم بوده و بایستی عملکرد سیستم بررسی شود.

برای محاسبه و به‌دست آوردن این محدوده، نمونه کنترل بایستی به دفعات با این روش آزمایش، مورد بررسی قرار گیرد و سپس با استفاده از این اطلاعات میانگین و انحراف معیار محاسبه شده و توسط اطلاعات به‌دست آمده این محدوده تعیین می‌شود.

همان‌طوری که در شکل زیر مشاهده می‌شود، اگر یک نمونه به‌طور مکرر آزمایش شود، توزیع نتایج به‌دست آمده به‌صورت نرمال (توزیع گوسین) خواهد بود. در توزیع‌های نرمال ۹۵٪ مقادیر در محدوده $\pm 2SD$ و ۹۹/۷٪ مقادیر در محدوده $\pm 3SD$ قرار می‌گیرند. سپس احتمال اینکه یک خواننده به‌طور اتفاقی خارج از محدوده $\pm 2SD$

قرار گیرد حدود ۵٪ (۱ نتیجه بین ۲۰ خوانده) می باشد و در مورد محدوده $\pm 3SD$ تنها ۰.۳٪ (۳ نتیجه بین ۱۰۰۰ خوانده) می باشد.



برای به دست آوردن نمودار کنترلی و محدوده مناسب می بایست تاثیر نتایج پرت (Outliers) را به حداقل ممکن برسانیم. زیرا وجود این خوانده های پرت باعث جابجایی شدید در مقدار میانگین می شود حتی اگر تعداد این خوانده ها بسیار کم و حتی یک عدد باشد.

برای اینکه این اثر نامطلوب را حذف نماییم نتایج خارج از محدوده $\text{mean} \pm 3SD$ را حذف می نماییم (این محدوده بستگی به تعداد خوانده ها داشته و با افزایش تعداد خوانده ها افزایش می یابد به طوری که برای تعداد ۳۰ خوانده محدوده $\text{mean} \pm 3.14 SD$ و برای ۴۰۰ خوانده محدوده $\text{mean} \pm 3.83 SD$ به عنوان محدوده قابل قبول شناخته می شود و نتایج خارج از این محدوده به عنوان نتایج پرت در نظر گرفته می شود).

چون احتمال به دست آوردن یک نتیجه خارج از محدوده $\text{mean} \pm 3SD$ فقط ۰.۳٪ (۳ نتیجه بین ۱۰۰۰ نتیجه) می باشد لذا حتی یک نتیجه پرت احتمال وجود مشکل را در پروسه مطرح می کند و اقدامات پیگیرانه را در این زمینه الزامی می کند.

اجرای کنترل داخلی کیفیت

- ۱- مشخص نمودن عدم دقت مجاز با توجه به شرایط آزمایشگاه بر حسب CV%.
- ۲- انتخاب نمونه کنترلی مناسب حتی امکان در دو غلظت
- ۳- خوانش نمونه کنترلی به تعداد ۲۰ بار به یکی از طرق زیر:
 - (a) این تعداد خوانش بهتر است در مدت ۲۰ روز کاری و با تکرار آزمایش بدست آمده باشد (در مدت ۴ هفته).
 - (b) انجام آزمایش به صورت دوتایی در ۱۰ روز کاری

C) در صورت عدم امکان روش‌های فوق می‌توان در ۵ روز کاری با ۴ بار تکرار در روز این مقادیر را به دست آورد.

۴- محاسبه میانگین، انحراف معیار و ضریب انحراف بر اساس فرمول‌های زیر

$$mean = \frac{\sum x_i}{n}$$

$$SD = \sqrt{\frac{\sum (x_i - mean)^2}{n-1}}$$

$$CV \% = \frac{SD * 100}{mean}$$

CV : ضریب انحراف (Coefficient of variation)

SD: انحراف معیار


mean : میانگین

n : تعداد خوانده‌ها

x_i : هر تک خوانده

۵- قابلیت تکرارپذیری (SD یا CV%) بدست آمده را با عدم دقت مجازی که قبلاً تعیین نموده‌اید، مقایسه نمایید. اگر نتایج در در محدوده خطای مجاز قرار داشت، کار را طبق بند ۶ ادامه داده می‌شود در غیر این- صورت عامل ایجاد خطا بایستی شناسایی شده و پس از رفع مشکل، مجدداً مراحل ۱ تا ۴ اجرا خواهد شد در صورتی که مشکل رفع نشد با تولیدکننده فراورده و یا دستگاه تماس گرفته می‌شود.

۶- برای هر غلظت از نمونه کنترلی با استفاده از میانگین و انحراف معیار، چارت کنترلی مثل نمونه زیر رسم می‌شود.



۷- در هر سری کاری دو نمونه کنترلی در دو غلظت متفاوت آزمایش می‌شود و مقادیر آن در روی منحنی مربوطه علامت گذاری می‌شود.

بر طبق تعریف CLSI (NCCLS) سری کاری به مدت زمان یا تعداد نمونه‌ای گفته می‌شود که طی آن صحت

و دقت سیستم اندازه‌گیری ثابت باشد.

تعداد دفعاتی که پارامترهای نمونه کنترل آزمایش می‌شود به عوامل مانند پایداری روش و سیستم مورد استفاده بستگی دارد. اگر یک سیستم برای مدت زمان مشخصی یا تعداد آزمایش معین پایدار است، در این فاصله یکبار آزمایش نمونه کنترلی کافی است.

نکته: برای ترسیم چارت کنترل کیفی نباید از محدوده‌های که در بروشور کیت‌ها نوشته شده استفاده نمود. این محدوده توسط آزمایش نمونه‌های کنترلی در آزمایشگاه‌های مختلف تهیه شده است و متغییر مختلفی مثل اختلاف دستگاه‌ها، شماره ساخت مختلف کیت و کالیبراتور روی آن تاثیر می‌گذارند. در نتیجه محدوده نوشته شده در کیت‌ها بسیار بزرگتر از محدوده بدست آمده در یک آزمایشگاه می‌باشد. البته در شروع کار که هنوز تعداد نتایج حاصل از نمونه کنترلی کافی نیست، این محدوده قابل استفاده است. البته حتی در شروع کار هم فقط زمانی می‌توان از محدوده نوشته شده در بروشور کیت نمونه کنترلی استفاده نمود که کنترل با روش آزمایشگاهی مورد استفاده سازگار باشد و این موضوع را سازنده معرف یا دستگاه تایید کرده باشد.

بایستی توجه داشت که به کار بردن تعداد زیاد نمونه‌های کنترلی در هر سری کاری تاثیر مثبتی در روند کار ندارد بلکه باعث افزایش میزان رد کاذب و افزایش هزینه می‌گردد. لذا پیشنهاد می‌شود در هر سری کاری یک یا دو کنترل آزمایش شود.

مثال:

آزمایشگاهی برلی اندازه‌گیری کلسترول کیت جدیدی خریداری نموده و برای ترسیم چارت کنترل کیفیت CV% مجاز را بر اساس نظر NCEP ۳٪ انتخاب و دو سرم کنترل با غلظت‌های نزدیک به غلظت تصمیم‌گیری (Decision level) را طی ۵ روز کاری، ۲۰ بار آزمایش نموده است که نتایج آن به‌قرار زیر است.

| کنترل ۱ | | | | | کنترل ۲ | | | | |
|---------|-----|-----|-----|-----------|---------|-----|-----|-----|-----------|
| 205 | 190 | 207 | 200 | روز اول | 257 | 261 | 263 | 247 | روز اول |
| 205 | 204 | 197 | 205 | روز دوم | 258 | 254 | 251 | 250 | روز دوم |
| 197 | 196 | 209 | 196 | روز سوم | 256 | 239 | 260 | 255 | روز سوم |
| 196 | 204 | 200 | 202 | روز چهارم | 249 | 236 | 253 | 243 | روز چهارم |
| 198 | 200 | 196 | 190 | روز پنجم | 257 | 250 | 244 | 254 | روز پنجم |

میانگین و انحراف معیار را برای سهولت کار، گرد و CV% را بشرح زیر تعیین نموده است:

| | mean (mg/dL) | SD(mg/dL) | CV% |
|---------|--------------|-----------|-------|
| کنترل ۱ | 200 | 5 | 2.5 % |
| کنترل ۲ | 252 | 7 | 2.8 % |

چون CV% حاصله در محدوده خطای مجاز تعیین شده (۰.۳٪) قرار دارد، می‌توان چارت را ترسیم و نتایج کنترل‌ها را روی آن مشخص نمود.

تفسیر نتایج

معیارها و قوانین مختلفی برای تفسیر نتایج چارت کنترل کیفیت توسط سازمان‌ها یا کارشناسان وضع شده‌است که بر اساس آن‌ها نتایج "تحت کنترل" یا "خارج از کنترل" در نظر گرفته می‌شود. Levey-Jenning، وستگارد، WHO نمونه‌هایی هستند که در این مجموعه مورد بحث قرار خواهند گرفت.

انتخاب هر کدام از این قوانین توسط آزمایشگاه اختیاری می‌باشد.

چارت کنترلی Levey-Jenning

چارت‌های کنترلی برای اولین بار در سال ۱۹۵۰ توسط Levey و Jenning به آزمایشگاه‌ها معرفی گردید. آن‌ها نشان دادند که روش‌هایی که توسط Shewhart برای استفاده در صنعت مطرح شده بود، می‌تواند در آزمایشگاه‌ها نیز مفید باشد.


مراحل ترسیم و استفاده از چارت Levey-Jenning

- ۱- بعد از آزمایش نمونه‌های کنترلی حداقل به تعداد ۲۰ بار میانگین و انحراف معیار را محاسبه کنید (مطابق مراحل ۱ تا ۵ در بخش اجرای کنترل داخلی کیفیت).
- ۲- به‌طور دستی یا نرم‌افزار یک چارت کنترل کیفی رسم نمایید به‌طوری‌که محور y ها مقادیر نمونه کنترلی بوده و محدوده $\text{mean} \pm 4SD$ را دربرگیرد.
- ۳- اگر تعداد کنترل‌هایی که در سری کاری استفاده می‌شود ۲ یا بیشتر باشد محدوده $\text{mean} \pm 3SD$ را به-عنوان محدوده قابل قبول انتخاب نمایید اما اگر در سری کاری فقط یک نمونه آزمایش می‌شود محدوده $\text{mean} \pm 2SD$ را ملاک قرار دهید.
- ۴- میانگین و محدوده مورد قبول خود را به‌صورت خطوط افقی ترسیم نموده و خطوط عمودی را زمان انجام آزمایش در نظر بگیرید. در هر سری کاری کنترل‌ها را آزمایش نموده و نتایج را روی چارت علامت‌گذاری نمایید.

۵- تا زمانی که نتایج مورد انتظار $\text{mean} \pm 3\text{SD}$ یا $\text{mean} \pm 2\text{SD}$ (با توجه به محدوده انتخاب شده) قرار داشته باشند، نتایج تحت کنترل بوده و اگر نتایج از این محدوده خارج شد نتایج خارج از کنترل در نظر گرفته می‌شود.

مثال چارت کنترلی Levey-Jenning در مورد کلسترول با میانگین ۲۰۰ و انحراف معیار ۴ میلی‌گرم در

دسی لیتر



به علت اینکه استفاده از چارت Levey-Jenning ساده است اکثر آزمایشگاه‌ها از این چارت استفاده می‌شود ولی استفاده از هر کدام از این محدوده‌های $\text{mean} \pm 3\text{SD}$ یا $\text{mean} \pm 2\text{SD}$ دارای معایبی می‌باشد اگر محدوده $\text{mean} \pm 3\text{SD}$ انتخاب شود امکان تشخیص خطا کاهش می‌یابد. در حالی که رد کاذب (False rejection) کمتر از ۰.۵٪ است. اگر محدوده $\text{mean} \pm 2\text{SD}$ انتخاب گردد، احتمال تشخیص خطا افزایش یافته ولی میزان رد کاذب (False rejection) افزایش می‌یابد.

با افزایش تعداد کنترل‌ها در هر سری کاری (n)، میزان رد کاذب افزایش می‌یابد. در صورت استفاده از یک کنترل (n=1) رد کاذب ۰.۵٪ است ولی این میزان برای دو کنترل (n=2) به ۰.۹٪ و برای ۴ کنترل (n=4) به ۱.۸٪ می‌رسد.

به عنوان مثال اگر آزمایشگاهی در هر سری کاری دو غلظت نمونه کنترلی را به صورت دابل آزمایش نماید در واقع در هر سری کاری ۴ کنترل را آزمایش کرده و رد کاذب نتایج این آزمایشگاه به ۱.۸٪ می‌رسد.

۲- تفسیر چارت کنترلی با قوانین چندگانه وستگارد

به منظور احتمال تشخیص خطا و کاهش دادن موارد رد کاذب نتایج، قوانین چندگانه توسط وستگارد و همکارانش مطرح گردید. این قوانین طوری طراحی شده است که ضمن حساس بودن به خطاهای تصادفی و سیستماتیک، میزان رد کاذب نتایج را به کمتر از ۰/۰۱ می‌رساند.

برای این که از این قوانین استفاده نماییم بایستی نمونه کنترلی را ۲۰ بار آزمایش نموده و میانگین و انحراف معیار را محاسبه کنیم (بر طبق مراحل ۱ تا ۵ اجرای کنترل داخلی کیفیت) سپس در هر سری کاری نمونه‌های کنترلی را آزمایش نمایید.

تا زمانی که کنترل‌ها در محدوده $\text{mean} \pm 2SD$ قرار دارند، نتایج بیماران قابل گزارش می‌باشد ولی به محض این که یکی از کنترل‌ها از محدوده $\text{mean} \pm 2SD$ خارج گردید، کار را متوقف نموده و نتایج کنترل‌ها را از نظر وجود یکی از این قوانین مورد بررسی قرار دهید.

1_{2s} یک کنترل خارج از محدوده $\text{mean} \pm 2SD$ به معنی هشدار بوده و لازم است سایر قوانین بررسی گردند.

1_{3s} یک کنترل خارج از محدوده $\text{mean} \pm 2SD$ باعث رد نتایج شده و می‌تواند نشان‌دهنده خطای راندوم یا شروع خطای سیستماتیک باشد.

2_{2s} دو خواننده متوالی همسو و خارج از محدوده $\text{mean} \pm 2SD$ باعث رد نتایج شده و به خطای سیستماتیک حساس می‌باشد.

R_{4s} یک خواننده خارج از محدوده $\text{mean} + 2SD$ و دیگری خارج از محدوده $\text{mean} - 2SD$ باعث رد نتایج شده و نشان‌دهنده خطای راندوم می‌باشد.

4_{1s} دو خواننده متوالی همسو و خارج از محدوده $\text{mean} \pm 1SD$ باعث رد نتایج شده و به خطای سیستماتیک حساس می‌باشد.

10_x ده خواننده متوالی در یک طرف میانگین (بالا یا پایین میانگین و بدون توجه به اندازه انحراف) باعث رد نتایج شده و به خطای سیستماتیک حساس می‌باشد.

لازم به توضیح است که قوانین چندگانه وستگارد بین سری‌های کاری مختلف و نیز بین دو غلظت نمونه کنترلی نیز قابل استفاده می‌باشد به‌طورمثال در مورد قانون $2s$ ممکن است یک خواننده در روز قبل و یک خواننده امروز، همسو و خارج از محدوده $mean+2SD$ بوده و یا در یک سری کاری، یک خواننده در کنترل ۱ و خواننده دیگر در کنترل ۲ (نتایج هر دو کنترل) خارج از محدوده $mean+2SD$ قرائت گردند.


مورد استثنا قانون $R4s$ می‌باشد که باید در آن دو خواننده به دست آمده از یک سری کاری با یکدیگر $4SD$ فاصله داشته باشند. اگر در دو سری کاری متفاوت، نتایج با هم $4SD$ فاصله داشته باشند، در این مورد قانون $R4s$ کاربردی ندارد.

در سال ۲۰۰۶ با توجه به پیشرفت‌های تجهیزات و نیز رایانه‌ای شدن بسیاری از برنامه‌ها، در قوانین وستگارد دو تغییر ایجاد شد. اول اینکه قانون $1s$ به‌عنوان هشدار حذف شد و پیشنهاد گردید قوانین $10x$ و $4s$ حتی در شرایطی که نتایج در محدوده $mean \pm 2SD$ قرار دارند اعمال شود. این امر باعث شناسایی سریع‌تر خطا می‌شود ولی از طرف دیگر انجام آن در مواردی که چارت توسط روش دستی ترسیم شده‌است، بسیار مشکل است. همچنین با توجه به شرایط کنونی برخی آزمایشگاه‌ها، ممکن است استفاده و تفسیر به‌درستی انجام نشود و هزینه اجرای برنامه کنترل کیفی را بالا ببرد. برای همین هم توصیه شده است چنانچه چارت به روش دستی ترسیم شده است، مطابق با روش قبلی وستگارد، قوانین وقتی بررسی شوند که حداقل یک نتیجه خارج از محدوده $2SD$ $mean \pm$ وجود داشته باشد.

تغییر دوم که در قوانین وستگارد ایجاد شده است این است که در صورت استفاده از ۳ یا ۶ کنترل در هر سری کاری (مضرب ۳) قوانین تفسیر قدری متفاوت می‌باشند.

برای اینکه اطلاعات بیشتری در مورد این تغییرات به‌دست آورید می‌توانید به سایت وستگارد مراجعه نمایید.

در نمودارهای زیر قوانین وستگارد با یک نمونه کنترلی در هر سری کاری نمایش داده شده است.



در چارت‌های زیر قوانین وستگارد با دو نمونه کنترلی در هر سری کاری نمایش داده شده است.

در سری کاری سوم هر دو نمونه کنترلی خارج از محدوده $\text{mean} \pm 2SD$ هستند. پس براساس قانون 2s


نتایج این سری کاری رد می‌شود و به احتمال زیاد یک خطای سیستماتیک در این محدوده غلطی وجود دارد.



در سری کاری چهارم کنترل با غلطت‌های بالا، خارج از محدوده $-2SD$ قرار گرفته است و احتمال خطا


وجود دارد. از آنجایی که سری کاری قبلی (سری سوم) رد شده است فقط سری چهارم از نظر وجود قوانین 1s و

R4s و 2s بررسی می‌گردد. با توجه به به عدم وجود ۳ قانون نامبرده، این سری کاری قبول می‌شود ولی باید به هشدار توجه نمود.




در سری کاری هفتم نتیجه کنترل با غلظت بالا خارج از محدوده $\pm 3SD$ قرار گرفته که باعث رد این سری-

کاری می‌شود و به احتمال زیاد یک خطای راندام وجود دارد.




در سری کاری نهم کنترل با غلظت بالا خارج از محدوده $-2SD$ قرار گرفته است و احتمال خطا وجود دارد.


چارت از نظر وجود قوانین 1s و 2s و R4s بررسی می‌شود. با توجه به عدم وجود ۳ قانون مذکور، این سری کاری قبول می‌شود ولی باید به هشدار توجه نمود.




در سری کاری دهم در نمودار کنترل با غلظت بالا ، دو خوانده متوالی در دو سری کاری متوالی، خارج از محدوده $-2SD$ قرار گرفته است که با توجه به قانون 2σ باعث رد سری دهم می‌شود و به احتمال زیاد یک خطای سیستماتیک وجود دارد.




در سری کاری یازدهم کنترل با غلظت بالا ، خارج از محدوده $+2SD$ قرار دارد و احتمال خطا وجود دارد و بایستی نمودار را از نظر مطابقت با قوانین 1σ و 2σ و $R4s$ بررسی نمود. با توجه به عدم وجود ۳ مذکور، این سری کاری قبول می‌شود ولی باید به هشدار توجه نمود.




در سری کاری دوازدهم در نمودار هر دو کنترل، دو خواننده متوالی در دو سری کاری متوالی، خارج از محدوده $+1SD$ قرار گرفته با اعمال قانون در هر دو غلظت مشاهده می‌گردد که ۴ خواننده متوالی خارج از محدوده $+1SD$ وجود دارد. علیرغم وجود قانون 4_1s ، چون در سری کاری دوازدهم هیچ‌کدام از نتایج خارج از محدوده $\pm 2SD$ نبودند، سری کاری تایید می‌گردد اما باید احتمال وقوع یک خطای سیستماتیک را در نظر داشت.



در سری کاری چهاردهم، کنترل با غلظت بالا، خارج از محدوده $+2SD$ و کنترل دیگر خارج از محدوده - $2SD$ قرار گرفته پس توسط قانون R_{4s} سری کاری رد می‌شود.



در سری کاری بیستم بررسی نتایج سری های کاری قبلی نشان می دهد که ۵ نتیجه در غلظت بالا و ۵ نتیجه در غلظت پایین در یک طرف میانگین قرار گرفته که با قانون 10x باعث رد سری بیستم می گردد و به احتمال زیاد یک خطای راندم وجود دارد.



قوانین WHO

در مراجع رفرنس های مختلف که با موضوع تضمین کیفیت در آزمایشگاه توسط سازمان جهانی بهداشت چاپ گردیده است به روش های مختلف تفسیر چارت های کنترلی برخورد می کنیم که دو نمونه آن در ذیل آمده است.

Basic Quality assurance for intermediate and peripheral Laboratories (2002)

✓ زمانی که پراکندگی نتایج نزدیک به میانگین و در اطراف آن باشد، عملکرد سیستم قابل قبول است.

- ✓ وجود یک خوانده خارج از محدوده $\text{mean} \pm 2\text{SD}$ نشان دهنده این مطلب است که سیستم از کنترل خارج شده و برای شناسایی خطا بایستی اقدامات فوری انجام گیرد.
- ✓ هفت خوانده متوالی با سیر صعودی یا نزولی (حتی اگر از میانگین عبور کنند) نشانگر یک اتفاق تدریجی در سیستم می باشد که بایستی شناسایی و اصلاح گردد.
- ✓ پراکندگی زیاد نتایج در اطراف میانگین نشان دهنده دقت نامناسب اندازه گیری است که نیاز به اصلاح دارد.

Quality assurance in Hematology WHO/LAB/1998

| | |
|--|--|
| هشدار | یک خوانده خارج از محدوده $\text{mean} \pm 2\text{SD}$ |
| غیر قابل قبول (خطای سیستماتیک یا راندوم) | یک خوانده خارج از محدوده $\text{mean} \pm 3\text{SD}$ |
| غیر قابل قبول (خطای سیستماتیک) | دو خوانده متوالی خارج از محدوده $\text{mean} \pm 2\text{SD}$ |
| غیر قابل قبول (خطای سیستماتیک) | یک خوانده متوالی خارج از محدوده -1SD یا $+1\text{SD}$ |
| هشدار (خطای سیستماتیک) | شش خوانده متوالی در یک طرف میانگین |

هر آزمایشگاه می تواند بر اساس شرایط و سطح کیفیت مورد نیاز خود از هر یک از این روش های تفسیر Levey-Jenning و Westgrad یا WHO را انتخاب کرده و استفاده نماید.

چارت های کنترل کیفی بصورت ماهانه بررسی شده و تمام مقادیر^۱ معتبر برای محاسبه میانگین و انحراف معیار ماه بعدی به کار می رود.


۱ مقادیر معتبر: مقادیری از کنترل می باشد که بر اساس روش تفسیر بکار رفته، قابل قبول بوده و بر اساس آن نتایج بیماران گزارش شده است.

انواع خطا

در شرایط عادی با تکرار آزمایش انتظار می‌رود که نتایج در دو طرف میانگین، پخش شده و پراکندگی مناسب داشته باشند (a)

اگر نتایج بصورت ثابتی بیشتر یا کمتر از میانگین، فرائت شوند (b) خطای سیستماتیک رخ داده است که در نتیجه آن میانگین نتایج نیز تغییر می‌یابد.

اگر علیرغم ثابت ماندن میانگین، پراکندگی نتایج افزایش یابد، خطای راندم یا تصادفی اتفاق افتاده است. این خطا با افزایش یافتن انحراف معیار مشخص شده و و منحنی به جای شکل زنگوله‌ای، نمای پهنی پیدا می‌کند (c).^۲



اقدامات اصلاحی

بدون توجه به نوع روشی که برای تفسیر نتایج بکار می‌بریم، برخورد با نتایجی که خارج از محدوده مورد انتظار هستند نشان‌دهنده این است که نتایج بیماران از کیفیت مناسبی برخوردار نیست و نباید گزارش شوند و قبل از هر چیزی بایستی مشکل را جستجو کرده و آنرا برطرف نماییم.

در بسیاری از رفرانس‌های علمی، اذعان شده است که در برخورد با نتایج خارج از محدوده مورد انتظار و احتمال خطا، عامل ایجاد کننده آنرا جستجو نموده و پس از رفع، اقدام به آزمایش مجدد کنترل نمود. با وجود این

^۲ خطاهای ذکر شده در طول زمان روی منحنی پایینی هم نشان داده شده است.

آزمایشگاه‌ها اولین کاری که انجام می‌دهند این است که یک کنترل تجاری را به حجم رسانیده و آزمایش با نمونه کنترلی را تکرار می‌نمایند. زیرا این احتمال وجود دارد که خطای موجود، در اثر مشکلاتی در خود کنترل تجاری ایجاد شده است مثل: افت غلظت، آلودگی، تبخیر یا مسائلی از این دست. در مراحل بعدی با توجه به نوع خطا (راندوم یا سیستماتیک) سایر موارد ایجاد کننده خطا بررسی و جستجو می‌شود.

مثال‌هایی از عوامل ایجاد کننده خطا، در زیر آمده است.

خطای راندوم

- دمای ناپایدار
- نوسانات جریان الکتریکی دستگاه قرائت کننده
- وجود حباب هوا در زمان انتقال نمونه یا معرف
- عدم رعایت حجم برداشتی از نمونه یا معرف
- عدم رعایت زمان انکوباسیون
- ناپایداری معرف
- عدم رعایت شرایط نگهداری نمونه
- آلودگی ظروف شیشه‌ای مورد استفاده، نوک سمپلر و ...
- آلودگی نمونه کنترلی، معرف و ...
- ...

خطای سیستماتیک

- اشکال در کالیبراسیون مانند در نظر گرفتن مقادیر نادرست برای کالیبراتور، تهیه نامناسب، آلودگی، افت، تغلیظ، تغییر شماره ساخت و ...
- عوض کردن معرف بدون تغییر در کالیبراسیون
- تخریب تدریجی معرف
- عدم رعایت دستورالعمل سازنده برای تهیه معرف
- تغییر در دمای انکوباسیون
- خطای ثابت در وسایل انتقال دهنده نمونه یا معرف مانند سمپلر



چارت کنترل تجمعی (Cumulative Sum) Control chart

Cusum روشی است که جمع جبری اختلاف نتایج آزمایش نمونه کنترلی را با میانگینی که در ابتدا تعیین شده است، بررسی می‌نماید و به خطای سیستماتیک حساس می‌باشد. در حالت عادی نتایج کنترل‌ها در اطراف میانگین (بالا تر و پایین تر) قرائت می‌شوند اما اگر نتایج سیر نزولی یا صعودی پیدا کنند، جمع جبری اختلافات نتایج با میانگین، افزایش یافته و احتمال بروز خطای سیستماتیک مطرح می‌گردد.

روش‌های مختلف برای اجرای و تفسیر چارت Cusum :

۱. V-mask

۲. محدوده تصمیم‌گیری (decision limit)

چون روش محدوده تصمیم‌گیری ساده‌تر بوده و در کامپیوتر نیز قابل اجرا می‌باشد در اینجا در مورد این روش توضیح داده خواهد شد.

۱- کنترل را ۲۰ بار آزمایش نموده و میانگین و انحراف معیار آن را محاسبه می‌نماییم (مطابق مراحل ۱ تا ۵ در بخش اجرای کنترل داخلی کیفیت).

۲- چارت کنترلی را رسم نموده و که در آن محور y نشان‌دهنده Cusum و خط مرکزی آن Cusum صفر باشد.

۳- برای تفسیر Cusum به روش محدوده تصمیم‌گیری باید دو محدوده را مشخص نماییم.

➤ K_1 و K_u که بطور معمول $\pm 1SD$ mean در نظر گرفته می‌شود.

➤ h_1 و h_u که محدوده کنترل است و اغلب $\pm 2.7 SD$ برای آن در نظر گرفته می‌شود.

۴- در هر سری کاری یک نمونه کنترل آزمایش و نتیجه آن را با محدوده $\pm 1SD$ mean مقایسه کنید تا زمانی که نتیجه در این محدوده قرار داشته باشد Cusum را اجرا نکنید. در این مرحله علامت‌گذاری چارت انجام نمی‌شود.

۵- به محض اینکه کنترل از محدوده $\pm 1SD$ mean خارج شد اختلاف نتیجه مشاهده شده را با $(K_1) - 1SD$

یا $mean + 1SD (K_u)$ محاسبه نمایید (این اختلاف در مثال زیر d_i نشان داده شده است).

Cusum در هر سری کاری از جمع جبری اختلاف جدید (d_i) با جمع جبری قبلی (Csi) بدست می‌آید.

عدد بدست آمده روی منحنی علامت‌گذاری می‌شود.

۶- Cusum بر اساس شیب منحنی پیگیری می‌شود تا وقتی که :

➤ جهت منحنی تغییر کند بدین معنی که علامت جمع جبری از مثبت به منفی یا برعکس از منفی به مثبت

تغییر یابد، که در این جا شرایط تحت کنترل قرار گرفته است.

➤ مقدار جمع جبری از $h_1 (\pm 2.7 SD)$ و h_u بیشتر شود که در این شرایط از کنترل خارج شده است و

Cusum تا زمانی که عوامل ایجاد کننده خطا شناسایی نشده‌اند متوقف می‌شود.

مثال:

آزمایشگاهی تری گلیسرید را در نمونه کنترلی اندازه‌گیری نموده و میانگین ۱۰۰ و انحراف معیار ۵ را

بدست آورده است و مطابق موارد ذکر شده در بند ۳ محدوده‌های کاری خود را محاسبه نموده است.

| | | |
|-------|------------|--------------------------|
| K_l | mean - 1SD | $100 - 5 = 95$ |
| K_u | mean+1SD | $100 + 5 = 105$ |
| h_l | -2.7SD | $-2.7 \times 5 = - 13.5$ |
| h_u | +2.7SD | $+2.7 \times 5 = + 13.5$ |

سپس در هر سری کاری، نمونه کنترل را آزمایش و نتایج را در جدول زیر درج نموده است. اختلاف هر روز

با K_1 و K_u بصورت d_i و جمع جبری با (Csi) نمایش داده شده است.

Example Cusum Calculations and Tabular Record for Decision Limit Cusum (for Control Material with $\bar{x} = 100$, $s = 5.0$; for Control Chart with $k_u = 105$, $k_l = 95$, $h_u = 13.5$, $h_l = 13.5$)

| Control Observation Number | Control Value | d_i | CS_i | Comment |
|----------------------------|---------------|-------|--------|-------------------------|
| 1 | 110 | +5 | +5 | Start cusum calculation |
| 2 | 100 | -5 | 0 | |
| 3 | 108 | +3 | +3 | End cusum calculation |
| 4 | 105 | 0 | +3 | |
| 5 | 105 | 0 | +3 | |
| 6 | 101 | -4 | -1 | |
| 7 | 96 | | | Start cusum calculation |
| 8 | 105 | | | |
| 9 | 101 | | | |
| 10 | 101 | | | |
| 11 | 111 | +6 | +6 | |
| 12 | 102 | -3 | +3 | |
| 13 | 110 | +5 | +8 | |
| 14 | 107 | +2 | +10 | |
| 15 | 107 | +2 | +12 | |
| 16 | 107 | +2 | +14 | |


همانطور که مشاهده می‌شود در روز اول نتیجه کنترل ۱۱۰ قرائت شده است که ۵ واحد از K_u (۱۰۵) بیشتر است لذا Cusum شروع شده و اختلاف d_i بصورت +۵ نشان داده شده است. روز دوم کنترل ۱۰۰ خوانده شده که ۵ واحد کمتر از K_u (۱۰۵) می‌باشد بنابراین مقدار d_i برابر +۵ جمع جبری (دو عدد داخل بیضی) و (Csi) مساوی صفر می‌شود. هنوز علامت (Csi) عوض نشده است پس Cusum ادامه می‌یابد.

Cusum در دو حالت متوقف می‌شود:

وقتی علامت (Csi) تغییر یابد. در روز ششم مثال فوق، علامت (Csi) از مثبت به منفی تغییر یافته که نشان می‌دهد شرایط تحت کنترل درآمده است.

وقتی مقدار (Csi) از حد K_1 یا K_u خارج شود. مثال این مورد در روز ۱۶ که در آن (Csi) به ۱۴ رسیده است که بیش از K_u یعنی ۱۳/۵ است. در این حالت شرایط از کنترل خارج شده است. بنابراین باید خطا شناسایی شده و رفع گردد.

مثال فوق در منحنی زیر نشان داده شده است.



Cusum نسبت به چارت Levey-Jenning حساسیت بیشتری در مورد شناسایی خطای سیستماتیک

دارد. این برتری در مورد قوانین چندگانه و ستگارد، صادق نمی‌باشد زیرا قوانین مختلف و ستگارد طوری طراحی شده‌اند که خطای سیستماتیک و راندوم را شناسایی می‌کنند.

کنترل کیفیت بر اساس نتایج آزمایش بیماران

روش‌های کنترل کیفی بر اساس نتایج بیماران اغلب به عنوان مکملی برای روش‌های معمول کنترل کیفیت، طراحی می‌شود اگر چه این روش‌ها زمان‌بر است و اهداف کنترل کیفی را بطور کامل تامین نمی‌نماید ولی گاهی موفق به شناسایی خطاهایی می‌شود که در روش‌های معمول کنترل کیفی قابل تشخیص نیستند. برای این امر هر بیمار بطور انفرادی و نیز نتایج یک گروه از بیماران مورد بررسی قرار می‌گیرید.

نتایج هر بیمار بطور انفرادی

نتیجه آزمایش هر بیمار محصول نهایی عملکرد آزمایشگاه است ولی متأسفانه بررسی نتیجه تک تک بیماران شاخص حساسی برای شناسایی خطاها نمی‌باشد.

برای بررسی نتایج هر بیمار از روش‌های زیر استفاده می‌شود.

همانگی با علائم بالینی

مقایسه نتایج آزمایشگاهی با علائم بالینی بیمار در آزمایشگاه‌هایی که تعداد زیادی از بیماران را پذیرش می‌کند، تقریباً غیر ممکن است. مضاف بر اینکه افراد مختلف در زمان ابتلا به بیماری واحد، نتایج آزمایشگاهی یکسانی نداشته و الزاماً همیشه علائم بالینی با نتایج آزمایشگاهی همانگی کامل ندارد.

این عوامل ارزش این روش را محدود کرده و به موارد واضحی مثل کسب جواب بیلی‌روبین نرمال در افراد ایکتر محدود می‌کند.

چون پزشکان بطور مرتب با این مسائل مواجه هستند، باید ترتیبی اتخاذ شود که پزشکان با آزمایشگاه تعامل نزدیکی داشته و این موارد و مشکلات توسط پزشک به آزمایشگاه منتقل شود.

همانگی با سایر نتایج آزمایشگاهی

اگر یک گروه از آزمایش‌ها در زمان و مکان واحد انجام شود، مسئول آزمایشگاه می‌تواند ارتباط آن‌ها را با هم بررسی نماید. مانند ارتباط میزان TSH و T4.

برای این کار بایستی نمونه‌ها در دو لوله ریخته شده و دو بار آزمایش شود. این روش در مواردی که کنترل-های پایدار تجاری در دسترس نمی‌باشند و یا به عنوان مکمل روش‌های معمول کنترل کیفیت کاربرد دارد.

با انجام آزمایش‌های مضاعف در یک آزمایشگاه می‌توان عدم دقت نتایج را بررسی نمود اما اگر این بررسی در دو آزمایشگاه مختلف انجام گردد، خطای سیستماتیک هم در آن تاثیر کرده و تفسیر آنرا مشکل می‌کند.

برای بررسی در یک آزمایشگاه، تعدادی نمونه بصورت دابل آزمایش، اختلافات (d) آن‌ها محاسبه و به توان دو رسانیده می‌شود (d^2). سپس انحراف معیار اختلافات بر اساس فرمول زیر بدست می‌آید.

$$SD = \sqrt{\frac{\sum \text{of } d^2}{2n}}$$

هر جفت جوابی که بیشتر از 2SD با هم اختلاف داشته باشند غیر قابل قبول شناخته می‌شود.

دلتا چک با نتایج قبلی

در این روش نتایج جدید هر بیمار با نتایج قبلی همان بیمار مقایسه می‌شود. برخی خطاها مانند جابجایی نمونه یا جواب شناسایی می‌گردد. اساس این روش بر این موضوع استوار است که مقادیر پارامترها در بدن یک فرد در مدت زمانی مشخص، در محدوده مشخصی تغییر می‌کند. Ladenson دلتا چک را در مدت زمانی ۳ روز برای تعدادی از پارامترها بررسی نمود. که در جدول زیر آمده است.

| Recommended Limits for Delta Checks | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Test | Delta Check Limit |
| Albumin | 20% |
| Bilirubin, total | 50% |
| Calcium, total | 15% |
| Creatine kinase | 99% |
| Creatinine | 50% |
| Phosphorus | 20% |
| Potassium | 20% |
| Protein, total | 20% |
| Sodium | 5% |
| Thyroxine | 25% |
| Urea nitrogen | 50% |
| Uric acid | 40% |

From Ladenson JH. Patients as their own controls: Use of the computer to identify "laboratory error." Clin Chem 1975;21:1648-53.

در این روش آزمایشات مربوط به بیمارانی که مقادیر برخی پارامترهای آنها در محدوده‌ای قرار دارد که در شرایط فیزیولوژیک امکان ندارد، دوباره انجام می‌گردد.

مثل مواردی که در جدول زیر به آنها اشاره شده است.

| Recommended Ranges for Limit Checks | | |
|-------------------------------------|-------------|--------------|
| Test | Low Warning | High Warning |
| Acid phosphatase* (U/L) | 0.1 | 10 |
| Albumin (g/dL) | 1.5 | 6 |
| Alkaline phosphatase* (U/L) | 5 | 300 |
| Amylase* (U/L) | 20 | 1000 |
| Bilirubin (mg/dL) | 0.2 | 10.0 |
| Calcium (mg/dL) | 6.5 | 13.0 |
| Creatine kinase (U/L) | 5 | 1500 |
| Creatinine (mg/dL) | 0.3 | 7.5 |
| Phosphorus (mg/dL) | 1.0 | 8.0 |
| Potassium (mmol/L) | 3.0 | 6.0 |
| Sodium (mmol/L) | 120 | 150 |
| Urea nitrogen (mg/dL) | 3 | 50 |
| Uric acid (mg/dL) | 1.0 | 12.0 |

Values are method dependent.
From Whitehurst P, DeSilvio TV, Boyadjian G. Evaluation of discrepancies in patients' results: An aspect of computer-assisted quality control. Clin Chem 1975;21:87-92.

۱- کنترل کیفیت بر اساس نتایج بیماران متعدد

بررسی آماری نتایج گروهی بیماران در تشخیص خطاهای سیستماتیک (shifts and drifts) مفید می‌باشد. ولی نمی‌تواند خطاهای راندوم را تشخیص دهد به همین دلیل نمی‌تواند جایگزین روش‌های معمول کنترل کیفی با مواد پایدار کنترلی شود. مقادیر حاصل از نتایج هر بیمار علاوه بر متغیرهای بخش آنالیتیک، تحت تاثیر متغیرهای متعددی مانند شرایط دموگرافیک، بیولوژیک، پاتولوژیک، پره‌آنالیتیک قرار می‌گیرد. این مسئله باعث می‌شود که کنترل کیفیت بر اساس نتایج بیماران متعدد و محاسبه میانگین نتایج آنها، نسبت به بررسی نتایج انفرادی هر بیمار ارجحیت داشته باشد.

اندازه تغییرات میانگین در یک گروه بیمار با شاخص آماری انحراف معیار از میانگین (Standard error of mean) یا به اختصار SEM بیان می‌شود که از تقسیم انحراف معیار نتایج یک گروه بیمار بر مجذور تعداد آنها بدست می‌آید.

استفاده از نتایج بیماران می‌تواند به عنوان مکملی مناسب برای سایر روش‌های کنترلی استفاده گردد.

یکی از راه‌های استفاده از نتایج بیماران، محاسبه میانگین نرمال (AON) average of normal یا mean of normal است و از میانگین نتایج نرمال بدست می‌آید پس باید ابتدا نتایج غیر طبیعی را بر اساس محدوده مرجع حذف و سپس میانگین را محاسبه نمود.

اگر این میانگین بعد از گروه‌بندی افراد بر اساس شرایط، انجام شد **weighted mean** نامیده می‌شود.

الگوریتم **Bulls** که امروزه جهت پایش دستگاه‌های سل‌کانتر استفاده می‌شود، از میانگین متحرک (moving average) برای ارزیابی اندکس‌های خونی استفاده می‌نمایند.

بررسی میانگین نتایج بیماران در فواصل زمانی مشخص و مقایسه آن با نتایج قبلی در تشخیص خطاهای سیستمیک به آزمایشگاه کمک می‌کند.

بررسی هماهنگی نتایج آزمایشگاه با تشخیص نهایی

این مطالعات اغلب بصورت گذشته‌نگر انجام گرفته و میزان موارد منفی و مثبت کاذب نتایج آزمایشگاهی را بر اساس تشخیص نهایی بررسی می‌کند. این روش کنترل کیفیت نتایج آزمایشگاه را در دراز مدت، کنترل می‌کند.

اصول کنترل کیفی در آزمایشگاه خون شناسی

آزمایش‌های هماتولوژی نیز مثل سایر تست‌های آزمایشگاهی نیاز دارند برنامه‌های تضمین کیفیت برایشان در نظر گرفته شود و چون اکثر آزمایش‌های هماتولوژی، کمی quantitative می‌باشند، می‌توان از موارد ذکر شده در قسمت‌های قبلی برای کنترل کیفیت آن‌ها استفاده نمود.

بر اساس توصیه WHO هر آزمایشگاه هماتولوژی با توجه به شرایط موجود مثل تعداد پرسنل، تعداد نمونه‌ها، تجهیزات بکار رفته، تنوع آزمایش‌ها و ... بایستی جهت اجرای برنامه تضمین کیفیت از تعدادی از روش‌های زیر استفاده نماید.

برنامه‌های دائمی:

- مقایسه نتایج دستگاه سل کانتر با گسترش خون محیطی
- مقایسه نتایج دستگاه سل کانتر با وضعیت بالینی بیمار

برنامه‌های روزانه:

- ✓ استفاده از نمونه کنترل در هر سری کاری
- ✓ رسم نمودار کنترل با استفاده از نمونه کنترل
- ✓ انجام آزمایش‌های مضاعف یا دوتایی duplicate بر روی تعدادی از نمونه‌های بیماران (معمولاً ۳-۴ نمونه در هر سری کاری)
- ✓ انجام آزمایش بازبینی (Check test) بر روی تعدادی از نمونه‌های بیماران (آزمایش ۳-۴ نمونه از سری- کاری قبلی)
- ✓ بررسی تفاوت نتایج یک بیمار با آزمایش قبلی خودش (Delta check)
- ✓ محاسبه میانگین اندکس‌های خونی MCV، MCH، MCHC در صورت استفاده از سل کانتر
- ✓ محاسبه میانگین MCHC در صورت استفاده از روش‌های دستی

اصول کار با دستگاه‌های سل کانتر

- ۱- نحوه کار با دستگاه سل کانتر مثل روشن کردن، توجه به gauge‌های فشار (بر حسب نوع دستگاه و در صورت نیاز)، نگهداری دستگاه (شستشوی روزانه، هفتگی، ماهانه و سایر موارد لازم)، خاموش کردن آن و ...

می‌بایست بطور کامل مطابق کاتالوگ دستگاه یا آموزش کارشناسان شرکت پشتیبان صورت گیرد. تاریخ و شرح آموزشی که کارشناسان شرکت پشتیبان این آموزش‌ها را ارائه داده‌اند بایستی بطور مستند موجود باشد.

در صورتی که کاربر دستگاه عوض شود، بایستی آموزش‌های مذکور در مورد روش کار با دستگاه، نحوه نگهداری و اصول کنترل کیفی به کاربر جدید هم داده شود.

۲- کلیه موارد مربوط به نگهداری دستگاه، مانند تاریخ شستشویهای لازم، تعمیر، سرویس و یا تعویض محلول‌ها باید ثبت و نگهداری گردد.

۳- هر روز شمارش زمینه یا Back ground دستگاه ارزیابی و در صورت امکان ثبت و نگهداری شود.

۴- در صورتی که نمونه در آزمایشگاه زیاد باشد بهتر است در فواصل کاری و بین آزمایش‌ها، دستور شستشو انجام گیرد.

۵- هر شش ماه یکبار دستگاه‌های سل کانتر احتیاج به کالیبراسیون دارند ولی در ابتدای راه‌اندازی، پس از هر بار تعمیر یا سرویس، قابل قبول نبودن نتایج کنترل کیفی روزانه، تعویض محلول‌ها (در صورتی که باعث تغییر محسوس در نتایج خون کنترل و یا نمونه بیماران شده باشد) نیز ضروری است.

۶- هر روز قبل از شروع کار بر روی نمونه‌ها، بایستی نمونه خون کنترل با تاریخ انقضاء معتبر با دستگاه انجام گردد و پس از اطمینان از قابل قبول بودن نتایج آن با استفاده از نمودار کنترل، نسبت به آزمایش نمونه مراجعین اقدام شود.

۷- در صورت عدم وجود خون کنترل و یا برای کامل شدن ارزیابی عملکرد دستگاه، باید روزانه از آزمون آماری T-Brittin استفاده شود.

۸- بررسی میزان عدم دقت و عدم صحت دستگاه بطور منظم انجام شود.

جهت رعایت اصول ایمنی و جلوگیری از ایجاد مشکلات مربوط به نوسانات برق، استفاده از سیم اتصال به زمین و تثبیت کننده نوسانات برق ضروری می‌باشد.

محلول‌های سل کانتر

۱- محلول‌ها بایستی سری ساخت مشخص از شرکت پشتیبان و یا سایر شرکت‌های معتبر خریداری شود.

۲- وجود ذرات اضافی و نامحلول در این محلول‌ها باعث تداخل در شمارش سلول‌های خونی به ویژه پلاکت می‌شود.

۳- هنگام تعویض هر محلول تاریخ شروع استفاده، روی آنها ثبت شود.

۴- هیچ‌گاه ته‌مانده محلول قبلی را روی محلول جدید اضافه ننمایید.

کالیبراسیون و کنترل کیفیت سل‌کانتر

کالیبراسیون

جهت کالیبراسیون سل‌کانترها کالیبراتورهای تجاری موجود است که مقادیر مورد نظر در آنها با روش‌های مرجع کالیبره شده‌اند که در صورت داشتن تاریخ انقضاء معتبر و تاییدیه‌های لازم و با رعایت دستورالعمل‌های کارخانه سازنده برای کالیبراسیون دستگاه‌ها مناسب می‌باشند. صحت انجام کالیبراسیون را می‌توان با آزمایش نمونه کنترل، مقایسه نتایج دستگاه‌ها با انجام روش‌های مرجع بر روی چند نمونه خون و کنترل دقیق میانگین‌های متحرک در مورد اندکس‌های گلبول‌های قرمز تایید نمود.

در صورتی که کالیبراتورهای تجاری مناسب در اختیار نبود و یا نسبت به اعتبار آنها شک‌ی وجود داشت می‌توان از خون کامل طبیعی تازه برای این منظور استفاده نمود. برای انجام این کار بایستی پارامترهای حداقل ۳ نمونه را دو بار با روش‌های مرجع دستی و دو بار با سل‌کانتر اندازه‌گیری نموده و پس از محاسبه میانگین هر پارامتر با روش دستی و دستگاهی، با استفاده از فرمول زیر فاکتور کالیبراسیون دستگاه‌ها را در صورت نیاز تصحیح نمود. برای بالا رفتن دقت این کار از نمونه‌های بیشتری می‌توان استفاده کرد.

میانگین روش دستگاهی _ میانگین روش دستی

$$\text{(Calibration Factor)} = \frac{\text{میانگین روش دستگاهی}}{\text{میانگین روش دستی}} \times 100$$

| | |
|-----------|------------------|
| پارامتر | روش مرجع |
| هموگلوبین | سیانمت هموگلوبین |

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| هماتوکریت | میکرو هماتوکریت |
| تعداد گلبولهای سفید | هماسیتومتر با درجه بندی اصلاح شده |

اخیراً در برخی کتب رفرانس کولترهای تک کاناله به عنوان روش مرجع برای شمارش WBC، RBC، PLT، قید شده است که به دلیل عدم دسترسی به این وسایل در کشور ما هنوز از روش هماسیتومتر با درجه بندی اصلاح شده استفاده می شود ولی به علت میزان خطای بالا در مورد پارامترهای RBC و PLT بهتر است کالیبراسیون این موارد توسط شرکت پشتیبان انجام گیرد.

مثال: اگر میانگین اندازه گیری هموگلوبین به روش دستی ۱۴۰ gr/L و با سل کانتر ۱۴۵gr/L باشد، فاکتور تصحیح کالیبراسیون بدین صورت محاسبه می شود.

$$\frac{140 - 145}{140} \times 100 = -3.44\%$$

پس طبق نتیجه فوق ضریب کالیبراسیون بایستی ۳/۴۴٪ کاهش یابد. برای مثال اگر ضریب کالیبراسیون قبلی ۱۰۰ بوده، می بایست ۳/۴۴٪ کاهش یابد و روی ۹۶/۵۶ تنظیم گردد.

در برخی سل کانترها مثل سیسمکس ضریب کالیبراسیون جدید با استفاده از فرمول زیر محاسبه میگردد.

$$(\text{Calibration Factor}) = \frac{\text{میانگین روش دستی}}{\text{میانگین روش دستگاهی}} \times \text{فاکتور کالیبراسیون قبلی}$$

کنترل کیفیت

۱- برای این کار می توان از نمونه کنترل خون های تجاری که در بازار موجود می باشد استفاده نمود و هر روز صبح و به فواصل در طول روز کاری استفاده کرده و نتایج حاصله را در روی نمودار ثبت نمود. برای رسم نمودار بایستی نمونه خون کنترل به فواصل آزمایش گردد تا حداقل ۲۰ خوانده برای هر متغییر بدست آید. پس از محاسبه میانگین و انحراف معیارهای $\pm 1SD$ و $\pm 2SD$ و $\pm 3SD$ برای هر متغییر، مقادیر آنها را بر

روی محور عمودی و روزها را بر روی محور افقی ثبت می‌گردد و تفسیر این نمودار همانطور که قبلاً اشاره شد توسط قوانین لوی جنینگ، وستگارد یا WHO صورت می‌گیرد.

| تفسیر نمودار کنترل توسط سازمان بهداشت جهانی WHO/LAB/1998 | |
|--|---|
| هشدار | نتیجه یک کنترل خارج از $\pm 2SD$ |
| رد نتایج بیمار(خطای سیستماتیک یا رانندوم) | نتیجه یک کنترل خارج از $\pm 3SD$ |
| رد نتایج بیمار(خطای سیستماتیک) | دو نتیجه متوالی و همسو خارج از $\pm 2SD$ |
| رد نتایج بیمار(خطای سیستماتیک) | چهار نتیجه متوالی و همسو خارج از $1SD -$ یا $1SD +$ |
| هشدار(خطای سیستماتیک) | شش نتیجه نمونه کنترل در یک طرف میانگین |

۲- در صورتی که نمونه خون کنترل در دسترس نباشد و یا برای کامل شدن روند کنترل کیفیت سل کانتر می-توان از نمونه خون بیمار(استفاده نمود). با توجه به اینکه پارامترهایی مثل WBC، RBC، Hb، HCT و اندکس‌های خونی در نمونه خون به مدت ۲۴ ساعت در دمای ۴ درجه سانتیگراد، می‌توان در روز اول حداقل ۵ و ترجیحاً ۱۰ نمونه با مقادیر نرمال را بعد از انجام آزمایش در یخچال نگهداری نمود و در روز بعد مجدداً مورد آزمایش قرار داد و وجود اختلاف معنی‌دار بین مقادیر نمونه‌های جفت را با استفاده از آزمون آماری T-Brittin محاسبه نمود.

$$SD = \sqrt{\frac{\sum(d^2) - \frac{(\sum d)^2}{n}}{n-1}}$$

$$m = \frac{\bar{d}\sqrt{n}}{SD}$$

n تعداد جفتهای مورد بررسی

d اختلاف بین دو خواننده (روز به روز)

SD انحراف معیار اختلافات

مقدار t برای هر متغیر محاسبه شده و اگر مقادیر آن برای ۵ نمونه از ۲/۷۸ و برای ۱۰ نمونه ۲/۲۶ بیشتر باشد، با اطمینان ۹۵٪ می توان بیان نمود که بین مقادیر بدست آمده در دو روز اختلاف معنی دار وجود دارد و بیانگر این است که در روند کار احتمال وجود یک مشکل است که بایستی شناسایی و رفع گردد.

مثال: اگر نتایج حاصل از اندازه گیری Hb ۵ نمونه خون با استفاده از یک دستگاه سل کانتر در دو روز متوالی مطابق جدول زیر باشد عملکرد دستگاه با کمک فرمول T-Brittin به صورت زیر بررسی می گردد.

| مقدار هموگلوبین روز اول g/L | مقدار هموگلوبین روز دوم g/L | d | d ² |
|--------------------------------|------------------------------------|----|----------------|
| 123 | 120 | -3 | 9 |
| 135 | 139 | 4 | 16 |
| 176 | 181 | 5 | 25 |
| 155 | 150 | -5 | 25 |
| 142 | 138 | -4 | 16 |
| $\sum d = -3$ | $(\sum d)^2 = 9$ | | |
| $\sum(d^2) = 91$ | $\bar{d} = \sum d / 5 = 3/5 = 0.6$ | | |

$$SD = \sqrt{\frac{91 - \frac{9}{5}}{4}} = 4.72$$

$$m = \frac{0.6\sqrt{5}}{4.72} = 0.28$$

در مثال بالا چون عدد t بدست آمده از ۲/۷۸ (مقدار t برای ۵ نمونه) کمتر است لذا نتایج Hb دستگاه قابل قبول است.

۳- بررسی عدم دقت دستگاه به دو روش انجام می شود.

(a) با استفاده از نمونه کنترل: با استفاده از نمونه کنترل در روزهای متوالی که توسط دستگاه آزمایش شده است، CV هر پارامتر را محاسبه می نمایند.

(b) بدون استفاده از نمونه کنترل: در این روش از نمونه های خون روزانه برای این کار استفاده می شود. بدین صورت که در هر ماه حدود دو نمونه را حداقل ۱۰ بار با سل کانتر آزمایش نموده و از نتایج حاصل CV هر

پارامتر را محاسبه نموده و با CV ادعا شده توسط شرکت سازنده که در کاتالوگ دستگاه وجود دارد مقایسه نموده و در صورت عدم تطابق با آن با شرکت پشتیبان کننده تماس گرفته می‌شود.

بررسی عدم دقت دستگاه خصوصاً هنگام نصب و راه‌اندازی با استفاده از نمونه‌های طبیعی و غیر طبیعی ضروری است.

مثال: اگر نتایج شمارش WBC یک نمونه توسط دستگاه سل‌کانتر به قرار زیر باشد، میزان عدم دقت دستگاه برای شمارش پارامتر مذکور به روش زیر محاسبه می‌شود.

| WBC $\times 10^9/L$ | $(x - \bar{x})$ | $(x - \bar{x})^2$ |
|---------------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| 7.6 | -0.03 | 0.0009 |
| 7.5 | -0.13 | 0.017 |
| 7.8 | 0.17 | 0.029 |
| 7.6 | -0.03 | 0.0009 |
| 7.5 | -0.13 | 0.017 |
| 7.9 | 0.27 | 0.073 |
| 7.5 | -0.13 | 0.017 |
| 7.6 | -0.03 | 0.0009 |
| 7.5 | -0.13 | 0.017 |
| 7.8 | 0.17 | 0.029 |
| $\Sigma x = 76.3$ $\bar{x} = 7.63$ | | $\Sigma (x - \bar{x})^2 = 0.201$ |

$$SD = \sqrt{\frac{\sum (x - \bar{x})^2}{n - 1}}$$

$$SD = \sqrt{0.201 / 9} = 0.148$$

$$CV \% = \frac{SD \times 100}{\bar{x}}$$

$$0.148 / 7.63 \times 100 = 1.9\%$$

۴- در صورتی که امکان انجام تمامی آزمایش‌ها بصورت دوتایی وجود نداشت بایستی در هر سری کاری حداقل ۲ تا ۳ نمونه بصورت دوتایی (Duplicate) انجام گیرد تا با بررسی اختلاف خوانده‌ها از طریق آماری، خطاهای تصادفی قابل شناسایی باشد. افزایش اختلاف بین دو خوانده بیش از 2SD، احتمال وجود خطای تصادفی را مطرح می‌سازد. فرمول زیر روش محاسبه SD نمونه‌های دوتایی را نشان می‌دهد.

$$SD = \sqrt{\frac{\sum d^2}{2n}}$$

مثال: مقدار هم‌گلوبین ۵ نمونه در دو بار اندازه‌گیری (Duplicate) به شرح زیر می‌باشد:

| اندازه‌گیری اول (g/L) | اندازه‌گیری دوم (g/L) | d | d ² |
|--------------------------|--------------------------|----|----------------|
| ۱۲۰ | ۱۲۲ | ۲ | ۴ |
| ۱۶۱ | ۱۶۳ | ۲ | ۴ |
| ۱۱۰ | ۱۰۰ | ۱۰ | ۱۰۰ |
| ۱۴۰ | ۱۴۰ | - | - |
| ۱۳۴ | ۱۳۲ | ۲ | ۴ |
| | | | ۱۱۲ |

$$SD = \sqrt{\frac{\sum d^2}{2n}} = \sqrt{\frac{112}{10}} = 3.34 \quad 2SD = 6.7$$

اختلاف بیشتر از 2SD بین دو نتیجه آزمایش در نمونه سوم، نشان دهنده ایجاد خطای تصادفی و لزوم تکرار آزمایش بر روی همان نمونه می باشد.

۵- روش دیگر در اجرایی کردن کنترل کیفیت، آزمایش بازبینی (Check test) است که در صورت نگهداری صحیح نمونه‌ها در یخچال قابل انجام می باشد. بدین صورت که در ابتدای سری کاری حداقل ۲ - ۳ نمونه پس از انجام آزمایش بصورت درسته در یخچال نگهداری شود و در انتهای سری کاری مجدداً مورد آزمایش قرار گیرد و نتایج حاصل از این دو نوبت آزمایش با استفاده از فرمول Duplicate test مورد بررسی قرار گرفته تا اختلاف نتایج در محدوده $\pm 2SD$ قابل قبول است. در صورت نگهداری صحیح نمونه‌ها، مشاهده اختلاف نتایج خارج از محدوده $\pm 2SD$ ، نشان دهنده اشکال در عملکرد دستگاه و یا معرف‌ها می باشد. این روش برای بررسی Hb مناسب بوده و در مورد WBC و RBC کاربرد کمتری دارد ولی برای Hct اگر فاصله زمانی بین نمونه‌گیری و انجام آزمایش بیشتر از ۶ ساعت باشد کاربردی ندارد.

۶- در مراکزی که تعداد بیماران زیاد است (حداقل روزانه ۱۰۰ بیمار) می توان از میانگین اندکس‌های گلبولی (MCV, MCH, MCHC) جهت ارزیابی کیفیت عملکرد دستگاه‌ها استفاده نمود چون در جمعیت میزان میانگین اندکس‌های گلبولی ثابت می باشد.

در این روش میانگین و $\pm 2SD$ اندکس‌های گلبولی (MCV, MCH, MCHC) حداقل ۳۰۰ - ۵۰۰ بیمار توسط سل کانتر محاسبه و نمودار رسم می گردد و در روزهای بعد نمونه‌های بیماران بصورت تصادفی به گروه‌های ۲۰ تایی تقسیم شده و هر گونه اختلاف بین انحراف از مقادیر مجاز، به سهولت شناسایی می شود. فقط بایستی به خاطر داشت که انتخاب نمونه‌ها لازم است بصورت تصادفی بوده و بیشتر از ۷ نمونه در یک گروه در شرایط کلینیکی یکسانی نباشند. این روش در حال حاضر بصورت برنامه‌های نرم افزاری بر روی بسیاری از سل کانترها نصب شده است.

۷- روشی دیگر برای کنترل کیفیت، مقایسه کردن نتایج آزمایش یک فرد با نتایج قبلی همان فرد (Delta check) مشروط به اینکه تغییرات فیزیولوژیکی و روزانه پارامترهای خونی، درمان شدن بیمار به هر دلیل و تغییرات بالینی که باعث تغییر شمارش سلول‌ها می گردد را در نظر داشته باشیم. لازم به توضیح است که استفاده از این روش در صورتی که فاصله دو آزمایش بیشتر از ۲ تا ۳۲ هفته باشد توصیه نمی شود.

مقادیر زیر مقدار مجاز تغییرات پارامترها در این روش به عنوان مثال آورده شده است.

| | | |
|-----------|---------------------------------------|------|
| Hb | 2 | g/dL |
| PCV | 0.05 | |
| MCV | >6 | fL |
| MCH | > 5 | Pg |
| WBC | Normal to abnormal | |
| Platelets | Reduced or increased by more than 50% | |

۸- مقایسه نتایج دستگاه سل کانتر با گسترش لام خون محیطی: در این روش نتایج حاصل از شمارش پلاکت و گلبولهای سفید توسط سل کانتر با تعداد سلولهای که در گسترش لام خون محیطی شمارش شده مقایسه می‌گردد. در جدول زیر ارتباط بین میانگین سلولهای شمارش شده در گسترش لام خون محیطی با تعداد تخمینی سلولها نشان داده شده است.

| تعداد تخمینی پلاکتها ($\times 10^9$) | میانگین تعداد پلاکتهای شمارش شده در هر میدان دید با بزرگنمایی زیاد (دید روغن $\times 100$) | تعداد تخمینی گلبولهای سفید ($\times 10^9/L$) | میانگین تعداد گلبولهای سفید شمارش شده در هر میدان دید با بزرگنمایی زیاد ($\times 40$) |
|--|---|--|---|
| ۵۰-۱۰۰ | ۲-۳ | ۳-۷ | ۲-۳ |
| ۱۰۰-۱۵۰ | ۴-۶ | ۷-۱۰ | ۴-۶ |
| ۱۵۰-۲۵۰ | ۷-۱ | ۱۰-۱۳ | ۷-۱ |
| ۲۵۰-۵۰۰ | ۱۱-۲۰ | ۱۳-۱۸ | ۱۱-۲۰ |

دستگاه میکرو هماتوکریت

دستگاه میکرو هماتوکریت باید دارای مشخصات زیر باشد.

شعاع چرخش بیشتر از ۸ سانتیمتر باشد

توانایی رسیدن به حداکثر سرعت در عرض ۳۰ ثانیه.

توانایی ایجاد RCF حدود ۵ تا ۱۰ هزار g در محیط به مدت حداقل ۵ دقیقه بدون افزایش دما از ۴۵ درجه

سانتیگراد.

داشتن زمان سنج اتوماتیک (با قابلیت تنظیم حداقل ۳۰ ثانیه).

RCF(Relative Centrifugal Field): میدان نسبی سانتریفوژ

RPM(Revolution Per Minute): دور در دقیقه

$$RCF=1.118 \times 10^{-5} \times r \times RPM^2$$

کنترل کیفی و بررسی کالیبراسیون دستگاه میکروهماتوکریت

برای کنترل کیفی دستگاه ضروری است به نکات زیر توجه شود.

- a. سرعت سانتریفوژ (بررسی توسط تاکومتر)
- b. زمان سنج دستگاه (بررسی توسط کورنومتر)
- c. حداکثر توان در تجمع سلول‌ها

برای بررسی حداکثر توان در تجمع سلول‌ها می‌توان از روش زیر استفاده نمود.

- دو نمونه خون تازه که دارای ضد انعقاد K_2EDTA است به خوبی میکس نموده و نمونه‌ها را به مدت ۲ دقیقه سانتریفوژ و مقادیر بدست آمده را یادداشت می‌نماییم. سپس هر ۳۰ ثانیه، زمان سانتریفوژ را افزایش داده و این کار را تا زمانی که مقادیر دو هماتوکریت بدست آمده بدون تغییر باقی بماند ادامه می‌دهیم. این زمان به عنوان حداقل زمان لازم جهت متراکم کردن گلبولهای قرمز در نظر گرفته می‌شود. این آزمایش بهتر است حداقل با یک نمونه دارای هماتوکریت ۰/۵ یا بیشتر نیز انجام گیرد.

مثال برای بررسی حداکثر توان در تجمع سلول‌ها:

| Time | PCV | |
|------|--------------------------------|--------------------------------|
| | Sample 1 | Sample 2 |
| 2.0 | 0.40 | 0.59 |
| 2.5 | 0.39 | 0.58 |
| 3.0 | 0.38 | 0.57 |
| 3.5 | 0.38 (minimum packing time) | 0.56 |
| 4.0 | - | 0.55 |
| 4.5 | - | 0.55 (minimum packing time) |

همانطوری که در جدول فوق مشاهده می‌شود زمان لازم جهت به متراکم نمودن گلبولهای قرمز برای دستگاه میکروهماتوکریت و هماتوکریت کمتر از ۰/۵٪ حدود ۳/۵ دقیقه و برای هماتوکریت بیشتر از ۰/۵٪ حدود ۴/۵ دقیقه می‌باشد.

- در صورتی که ارزیابی عملکرد دستگاه میکروهماتوکریت بصورت مستقیم میسر نباشد می‌توان از روش توصیه شده WHO جهت بررسی توان دستگاه به روش زیر استفاده نمود.

چند نمونه خون با هماتوکریت کمتر از ۵۰٪ را بخوبی میکس نموده و بصورت دوتایی به مدت ۳، ۵، ۷، ۹، ۱۱ دقیقه سانتریفوژ و نتایج ثبت می‌گردد. اگر توان دستگاه مناسب باشد (g) نتایج حاصل از دقیقه ۵ به بعد بدون تغییر خواهد بود.

جهت بررسی خط‌کش هماتوکریت می‌توان نمونه‌ای که هماتوکریت آن با خط‌کش هماتوکریت ۵۰٪ قرائت شده است طوری در لوله موئینه پر نمود که طول قسمت پر شده دقیقاً ۵ سانتیمتر باشد و بعد از سانتریفوژ ابتدای قسمت گلبولهای قرمز را روی نقطه صفر خط‌کش قرار داده و انتهای ستون سلول و پلاسما روی سانتیمتر ۵ قرار می‌گیرد. قرار گرفتن انتهای بالای ستون سلول بر روی خط ۲/۵ سانتیمتر نشان‌دهنده صحت کار خط‌کش هماتوکریت می‌باشد.

کنترل کیفی آزمایشات انعقادی

برای انجام آزمایشات انعقادی نیز مانند سایر آزمایشهای کمی بایستی در هر سری کاری از نمونه پلاسمای کنترل و یا در صورت عدو در دسترس بودن پلاسمای کنترل از Pooled Plasma که از مخلوط پلاسمای افراد طبیعی بدست آمده است استفاده نمود.

نمونه پلاسمای کنترل بایستی همان ویژگی‌هایی که در مورد نمونه کنترلی، قبلاً ذکر شد را داشته باشد. البته استفاده از دو نمونه کنترل در دو سطح متفاوت بیشتر توصیه شده است.

اگر پلاسمای کنترل تجاری در دسترس نبود بایستی بدلیل اختلاف غلظت فاکتورهای انعقادی در افراد مختلف و با توجه به لزوم فعالیت انعقادی ۱۰۰٪ برای تهیه این نمونه باید پلاسمای ۲۰ مرد و زن طبیعی (غیر حامله که OCO نیز مصرف نمی‌کنند) با هم مخلوط شود. پس از اطمینان از عدم آلودگی نمونه می‌توان نمونه را در لوله‌های پلاستیکی کوچک تقسیم نموده و در دمای زیر ۲۰ درجه سانتیگراد (ترجیحاً زیر ۵۰ درجه سانتیگراد) نگهداری نمود.

برای تعیین محدوده نمونه Pooled Plasma، نمونه را ۲۰ بار آزمایش نموده و میانگین و انحراف معیار را محاسبه می‌شود. محدوده مورد انتظار $\text{mean} \pm 2SD$ می‌باشد. در هر سری کاری نمونه کنترل یا Pooled Plasma همراه نمونه‌های بیماران آزمایش شود و نتایج آن با محدوده مورد انتظار مقایسه گردد. میزان مجاز پراکندگی نتایج بر حسب CV حداکثر ۵٪ می‌باشد.

آزمایش‌های انعقادی بویژه به روش دستی بایستی بصورت دوتایی انجام گیرند و برای مورد قبول واقع شدن نتایج بایستی به تفاوت نتایج جفت آزمایش‌های دوتایی توجه نمود. بدین صورت که اگر این دو نتیجه حداکثر اگر ۱۰٪ با هم متفاوت باشند قابل قبول است در غیر این صورت آزمایش بایستی تکرار شود.

| نتیجه آزمایش (ثانیه) | حداکثر تفاوت قابل قبول بین نتایج دو آزمایش (ثانیه) |
|----------------------|--|
| ۰-۲۰ | ۱-۲ |
| ۲۱-۶۰ | ۲-۶ |
| ۶۱-۱۰۰ | ۶-۱۰ |
| >۱۰۰ | ۱۰-۲۰ |

اصول صحیح کنترل کیفی در آزمایشگاه میکروبی شناسی

تهیه و کنترل کیفیت محیط های کشت

نکات عمومی در مورد محیط های کشت:

آب:

کیفیت محیط های کشت بطور مستقیم بستگی به کیفیت مواد خام مورد استفاده در تهیه آن ها دارد. آب یکی از مهمترین موادی است که در تهیه محیط های کشت بکار می رود. سه معیار مهم برای آب مورد استفاده در تهیه محیط های کشت شامل وجود یونهای مس، قدرت هدایت الکتریکی و pH می باشد. در شرایط ایده آل یون-های مس بدلیل خاصیت مهارکنندگی برای اغلب میکروارگانیسم ها نباید در آب مورد استفاده جهت تهیه محیط های کشت وجود داشته باشد. قدرت هدایت الکتریکی آب باید کمتر از ۱۵ میکرو زیمنس باشد و همچنین pH آب مورد استفاده بهتر است کمی اسیدی باشد ولی نباید کمتر از ۵/۵ باشد.

توزین محیط کشت و افزودن آب:

طبق دستورالعمل تهیه محیط کشت که بر روی قوطی نصب گردیده است، مقدار مناسبی از پودر محیط کشت را با دقت وزن نمایید. ظرف محیط کشت را دور از کوران هوا و رطوبت باز کنید. از استنشاق پودرها به خصوص آنهایی که دارای مواد سمی هستند و تماس طولانی مدت آنها با پوست اجتناب کنید. پودر را به سرعت، به دقت و بدون ایجاد توده ای از غبار وزن کنید. هرچه زودتر درب ظرف را ببندید.

نصف حجم آب مورد نیاز را داخل ظرف بریزید. سپس مقدار وزن شده محیط کشت را به آن اضافه نمایید. برای چند دقیقه به تندی تکان دهید. باقیمانده آب را به دیواره ظرف بریزید تا ذرات محیط کشت چسبیده به دیواره نیز وارد محلول شوند. این مرحله بسیار مهم است، چون پودر خشک محیط کشت در بالای سطح آب، ممکن است در اتوکلاو استریل نشود و منبع آلودگی گردد.

حل کردن محیط کشت:

محیط های کشت بدون آگار، معمولاً با تکان دادن آهسته و ملایم حل خواهند شد. اما محیط های کشت حاوی آگار باید قبل از حرارت دادن به مدت چند دقیقه با آب مخلوط شوند. سپس حرارت داده شوند تا آگار قبل از اتوکلاو کردن، حل شود. محیط های کشت را بجوشانید بدون آنکه بسوزند.

محیط‌های کشتی که نباید اتوکلاو شوند، بعد از این مقدار حرارت دادن، برای تقسیم داخل پلیت‌ها یا ظروف دیگر آماده خواهند بود. اکثر محیط‌های کشت به استریلیزاسیون نهایی (در دمای 121°C به مدت ۱۵ دقیقه) نیاز خواهند داشت.

اندازه‌گیری و تنظیم pH:

محیط‌های کشت دهیدراته اگر بطور مناسب تهیه شوند نیازی به تنظیم pH ندارند. pH نهایی محصول استریل شده را می‌توان روی پلیت یا بطری اندازه‌گیری کرد، اما باید آنها را بعد از سنجش pH دور ریخت. بنابراین بعد از استریل شدن و خنک شدن محیط کشت تا دمای 25°C ، مقدار pH را در حد مورد نظر (± 0.2) تنظیم نمایید. تنظیم pH معمولاً با استفاده از هیدروکسید سدیم ۴۰ گرم در لیتر (تقریباً یک مولار) و یا با استفاده از اسید کلریدریک ۳۶/۵ گرم در لیتر (تقریباً یک مولار) انجام می‌شود.

توزیع:

محیط کشت را در ظرفی مناسب با حجم ۲ تا ۳ برابر حجم محیط کشت بریزید تا بتوانید آنرا به خوبی تکان دهید و مخلوط کنید.

استریلیزاسیون:

بعضی از محیط‌های کشت به استریلیزاسیون با اتوکلاو احتیاجی نداشته و با جوشاندن استریل می‌شوند که دستور ساخت آنها بر روی برچسب قوطی محیط کشت قید گردیده است. استریلیزاسیون سایر محیط‌های کشت توسط حرارت مرطوب یا صافی غشایی انجام می‌گردد که این موارد نیز بر روی برچسب قوطی محیط کشت قید گردیده است.

الف) استریلیزاسیون با حرارت مرطوب:

استریلیزاسیون محیط کشت تا حجم یک لیتر، در اتوکلاو به مدت ۱۵ دقیقه و در دمای 121°C (فشار $1/2$ کیلوگرم بر سانتیمترمربع) انجام می‌گیرد. برای حجم‌های بیشتر از یک لیتر باید چرخه استریلیزاسیون را بطور مناسب تغییر داد. اما چون اکثر مشکلات در استریلیزاسیون محیط‌های کشت وقتی رخ میدهد که مقادیر بیشتر از دو لیتر محیط کشت باید استریل شود، لذا توصیه می‌شود که مقادیر زیاد محیط کشت را در حجم‌های کوچکتر تقسیم نمایید.

کنترلی کیفی اتوکلاو، کنترل دما و فشار اتوکلاو بایستی بطور مداوم انجام گردد. برای کنترل اتوکلاو از اندیکاتورهای شیمیائی TST استفاده می‌کنند. از اندیکاتورهای بیولوژیکی که جهت کنترل کارائی اتوکلاو استفاده می‌کنند اسپور *Bacillus Stearothermophilus* را می‌توان نام برد که بصورت تجاری قابل دسترس می‌باشد.

ب) استریلیزاسیون با صافی غشایی:

از صافی غشایی برای استریل کردن محیط‌های کشت و ترکیبات حساس به حرارت استفاده می‌شود. استریلیزاسیون بوسیله صافی غشایی تحت شرایط خلاء یا افزایش فشار انجام می‌پذیرد. از غشاء ها و صافی‌های با قطر منفذ ۰/۲۲ یا ۰/۴۵ میکرومتر استفاده نمایید. این فیلترها باید قبل از استفاده، در اتوکلاو استریل شوند. در مورد غشاء ها و صافی‌هایی که در بسته‌بندیهای استریل به فروش می‌رسند، به دستورالعمل سازنده مراجعه نمایید. قسمت‌های مختلف دستگاه صافی را با صافی یا بدون صافی در اتوکلاو به مدت ۱۵ دقیقه در دمای C ۱۲۱ استریل نمایید.

آماده سازی جهت مصرف:

بعد از استریلیزاسیون، اجازه دهید دمای محیط کشت به حدود C ۵۰ برسد، سپس با رعایت شرایط آسپتیک در ظروف نهایی تقسیم نمایید. هیچ وقت محیط کشت را در دمای بالاتر از C ۵۰ تقسیم نکنید. مکمل‌های حساس به گرما و حرارت باید بعد از این که دمای محیط کشت به حدود C ۵۰ رسید، به آن اضافه شوند. اجازه دهید دمای مکمل (ساپلمنت) استریل قبل از این که به محیط کشت اضافه شود، به دمای اتاق برسد. سپس مکمل را با رعایت شرایط آسپتیک به محیط کشت اضافه نموده، خوب مخلوط کنید و در ظروف نهایی که از قبل استریل شده اند، تقسیم نمایید.

پتری دیش:

کیفیت پتری دیش‌های مورد استفاده در تهیه محیط نیز اهمیت دارد. معمولاً پتری دیش‌ها را با اتیلن اکساید و یا اشعه گاما استریل می‌کنند. در صورت استفاده از پتری دیش‌هایی که با اتیلن اکساید استریل شده باشند بایستی از نظر وجود بقایای این ماده بررسی شود زیرا اتیلن اکساید دارای خاصیت مهارکنندگی برای میکروارگانیسم‌ها می‌باشد و می‌توان آن را با روش کروماتوگرافی اندازه گرفت.

در صورت استفاده از پتری دیش‌های شیشه‌ای بایستی از پتری دیش‌هایی از جنس بروسیلیکات استفاده کرد. استفاده از پتری دیش‌هایی از جنس پلیانی ممکن است موجب آزادسازی قلیا در داخل محیط کشت گردد.

پارامترهای فیزیکی:

محیط کشت‌های تهیه شده باید قبل از استفاده، از لحاظ فیزیکی و ظاهری نیز بررسی شوند. معیارهای ظاهری قابل بررسی شامل وجود حباب، حفره، ناصافی سطح محیط، ترک خوردگی، یخ زدگی می‌باشد. ضخامت محیط نیز اهمیت دارد. ضخامت محیط‌های کشت پلیتی نباید کمتر از ۳ میلی‌متر باشد.

نگهداری محیط‌های کشت تهیه شده:

طول عمر محیط‌های کشت تهیه شده بستگی به نوع اجزاء تشکیل دهنده محیط، نحوه نگهداری و ذخیره کردن آنها دارد. تمامی محیط‌های کشت باید دور از نور نگهداری شوند. تابش نور به محیط‌های کشت موجب تشکیل مواد باکتریوستاتیک و باکتریوساید مانند پراکسیداز می‌گردد. طول عمر اغلب محیط‌های کشت پلیتی در دمای ۴ درجه سانتیگراد یک هفته می‌باشد ولی اگر در داخل کیسه‌های پلاستیکی بسته بندی شوند بطوری که هوا داخل آنها نفوذ نکند تا ۳-۴ هفته قابل مصرف هستند. طول عمر محیط‌های کشت حاوی آنتی بیوتیک بستگی به پایداری آنتی بیوتیک موجود در آن دارد. در مجموع محیط‌های حاوی آنتی بیوتیک را در مدت یک هفته باید مصرف کرد. از سوی دیگر با گذشت زمان این‌گونه محیط‌های کشت رطوبت خود را از دست داده، بدلیل افزایش غلظت آنتی بیوتیک قدرت انتخابی آنها افزایش می‌یابد. پلیت‌ها را باید قبل از مصرف به دمای اتاق رساند. اگر پلیت محیط کشت بیش از ۸ ساعت در دمای اتاق باقی بماند برای مصرف مناسب نمی‌باشد. محیط‌های کشت لوله‌ای در مقایسه با محیط‌های کشت پلیتی عمر طولانی‌تری دارند. اغلب این محیط‌های کشت اگر در دمای ۴ درجه سانتیگراد نگهداری شوند ۳-۶ ماه قابل مصرف می‌باشند.

موارد استثناء:

تایوگلیکولات براث، اندول نیترا براث و SIM فقط به مدت یک‌ماه قابل نگهداری می‌باشند. محیط‌های OF Medium و CTA Medium حاوی کربوهیدرات و مولر هینتون براث فقط به مدت ۶ هفته قابل نگهداری می‌باشند.

اشکالات و علل رایج در محیط‌های کشت

| علت | اشکال |
|--|--|
| <p>حرارت بیش از حد، pH پایین که موجب هیدرولیز اسید در محیط کشت می‌گردد، توزین یا مخلوط نکردن درست، حل نشدن کامل آگار، حجم نادرست آب، رقیق سازی زیاد با مایع تلقیح یا مکمل ها و ذخیره سازی طولانی در دمای ۵۰ °C</p> | نرم بودن آگار |
| <p>استفاده از شیشه های قلیائی، آب ناخالص، حرارت بیش از حد، آلودگی شیمیائی، اندازه گیری pH در دمای نامناسب، استفاده از pH متر غیر کالیبره، استفاده از پودرهای محیط کشت خراب شده، ذخیره سازی نادرست محیط کشت دهیدراته و کیفیت پایین آب یا ظروف</p> | pH نامناسب |
| <p>ناخالص بودن آب، استفاده از شیشه آلات کثیف، استفاده از پودرهای محیط کشت خراب شده، حرارت دادن بیش از حد، pH نامناسب، حل نشدن کامل محیط کشت و ذخیره سازی طولانی در دمای ۵۰ °C</p> | رنگ یا تیرگی غیرطبیعی |
| <p>حرارت دادن بیش از حد (سوزاندن محیط)، استفاده از پودرهای محیط کشت خراب شده، قرارگیری در معرض مستقیم نور خورشید و حجم نادرست مکمل اضافه شده</p> | سمیت |
| <p>استفاده از آب و یا شیشه آلات آلوده، استفاده از پودرهای محیط کشت خراب شده، توزین یا مخلوط نکردن درست، حرارت بیش از حد، ذخیره سازی طولانی محیط کشت، خشک شدن، تیرگی و تغییر pH محیط کشت</p> | رشد ضعیف ارگانسیم یا داشتن خاصیت ضعیف انتخابی و یا افتراقی |
| <p>حرارت بیش از حد محیط در هنگام افزودن مکمل به آن</p> | لخته یا کواگوله شدن محیط کشت |
| <p>رگه رگه سیاه: نیم سوز شدن آگار رگه رگه روشن: سرد شدن آگار موقع افزودن مکمل</p> | رگه رگه شدن محیط کشت |
| <p>pH نامناسب، ناخالص بودن آب، استفاده از شیشه آلات کثیف، حل نشدن محیط کشت، کیفیت پایین آب یا ظروف، حرارت بیش از حد و ذخیره سازی طولانی در دمای ۵۰ °C</p> | ایجاد رسوب یا کدورت |

کنترل کیفی محیط های کشت میکروبی:

اصطلاحات مربوط به سویه های میکروبی کنترل

- سویه کنترل (Control Strain): میکروارگانیسمی که برای ارزیابی عملکرد میکروبی محیط کشت استفاده می شود.
- سویه مرجع (Reference Strain): میکروارگانیسمی که حداقل تا سطح جنس و گونه شناسایی شده و بر اساس ویژگی ها و ترجیحاً منشأ آن، فهرست بندی و تعریف شده است.
- ذخیره های مرجع (Reference Stocks): کشت های بدست آمده از پاساژ سویه مرجعی که از مراکز بین المللی تهیه شده است.
- ذخیره های کاری (Working Stocks): کشت مجددی که از کشت های ذخیره جهت کنترل کیفیت محیط های کشت استفاده می شود.

منبع سویه های کنترل:

همه سویه های کنترل که در جدول از آنها نام برده شده است، ATCC می باشند (A mericantype culture collection) این سوش ها، حداقل سوش هایی هستند که باید برای ارزیابی هر محیط کشت استفاده شوند. ارگانیسم های مورد استفاده برای اهداف کنترل کیفی می تواند از سویه های National collection باشد. سویه های دیگری نیز ممکن است توسط سازنده محیط کشت به کار رود که شامل مجموعه ای از سویه های وحشی (Wild strain) یا بدست آمده از نمونه های بیمار می باشد که مختص هر آزمایشگاه بوده و برای انجام آزمایش های بیشتر به کار می روند.

روش انجام آزمون کنترل کیفیت محیط های کشت

تهیه سوسپانسیون میکروبی:

یک کشت از ارگانیسم کنترل کیفی روی پلیت بلاداآگار تهیه کنید. بعد از انکوباسیون پلیت ۳-۵ کلنی ایزوله را در مقدار کمی تریپتیکیس سوی براث (TSB) استریل حل نمایید تا سوسپانسیون میکروبی حاصل شود و آن را برای چهار یا پنج ساعت انکوبه نمایید. سپس کدورت آن را با استاندارد نیم مک فارلند تنظیم کنید. (استاندارد نیم مک فارلند در طول موج 625 nm، دارای جذب ۰/۰۸ تا ۰/۱ ناتومتر می باشد)

به جای این روش می‌توان مستقیماً از کلنی‌های ایزوله روی پلیت، سوسپانسیون میکروبی مطابق با کدورت نیم مک فارلند تهیه کرد. بدین ترتیب که ۳-۵ کلنی ایزوله روی پلیت ۲۴ ساعته را در ۳-۵ میلی لیتر سرم فیزیولوژی استریل حل کرده و کدورت آن را با نیم مک فارلند تنظیم نمایید. با هر روشی که این سوسپانسیون میکروبی تهیه شود، باید کدورتی حاوی 10^7-10^8 CFU/ml کلنی داشته باشد. (مطابق با استاندارد نیم مک فارلند).

بررسی آزمایش‌های عملکردی محیط کشت (Performance testing)

۱- آزمایش ظرفیت مغذی بودن (Nutritional activity) محیط های کشت پلیتی مانند بلاد آگار

سوسپانسیون اولیه را به نسبت ۱ به ۱۰۰ در نرمال سالین یا آب مقطر استریل رقیق نموده و مقدار $10 \mu\text{l}$ یا 0.1 ml سوسپانسیون رقیق شده را به محیط کشت مورد آزمایش تلقیح کنید. تعداد کلنی‌های مورد انتظار در هر پلیت (CFU/plate) 10^3-10^4 می‌باشد. برای اجتناب از رشد زیاد باکتری در بعضی از محیط‌های کشت انتخابی ممکن است نیاز باشد که سوسپانسیون را ده بار رقیق‌تر تهیه نمایید.

۲- آزمایش ظرفیت مهارکنندگی محیط های کشت انتخابی پلیتی مانند مکانکی آگار

سوسپانسیون اولیه را به نسبت ۱ به ۱۰ در نرمال سالین یا آب مقطر استریل رقیق نموده و مقدار $10 \mu\text{l}$ یا 0.1 ml سوسپانسیون رقیق شده را به محیط کشت مورد آزمایش تلقیح کنید. تعداد کلنی‌های مورد انتظار در هر پلیت (CFU/plate) 10^4-10^5 می‌باشد. برای اجتناب از رشد زیاد باکتری در بعضی از محیط‌های کشت انتخابی ممکن است نیاز باشد که سوسپانسیون ده بار رقیق‌تر تهیه شود.

۳- آزمایش محیط های کشت لوله ای

هر لوله باید با $10 \mu\text{l}$ یا 0.1 ml از سوسپانسیون اولیه تهیه شده مطابق با نیم مک فارلند (بدون رقیق سازی) تلقیح شود. گاهی ممکن است به تلقیح کمتر یا بیشتر نیاز باشد.

محیط مورد آزمون را بعد از تلقیح تحت شرایطی که در جدول آمده است، انکوبه نمایید. به طور نرمال زمان انکوباسیون، ۱۸-۲۴ ساعت یا ۲۴-۴۸ ساعت در دمای $35 \pm 2^\circ\text{C}$ می‌باشد. محیط شکلات آگار و سایر محیط‌های کشت برای جداسازی انتخابی گونه‌های نیسریای بیماریزا باید در $10-10\% \text{ CO}_2$ انکوبه شوند و در فواصل زمانی ۱۸-۲۴ ساعت و سپس ۲۴-۴۸ ساعت بررسی گردند.

برای باکتری‌های بی‌هوازی، کشت‌ها عموماً به حداقل ۴۸ ساعت انکوباسیون در شرایط بی‌هوازی و غنی از CO₂ نیاز دارند.

در مورد کمپیلوباکتر آگار، پلیت‌ها باید در ۴۲ °C در شرایط میکروآنروفلیک غنی از CO₂ به مدت ۴۸ ساعت انکوبه شوند.

۴- کنترل محیط‌های کشت برای آزمایش‌های بیوشیمیایی

از سوسپانسیون میکروبی رقیق نشده برای کنترل این محیط‌ها استفاده می‌کنیم.

پس از تلقیح، تمام کشت‌ها را در شرایط لازم (از نظر CO₂، رطوبت و یا شرایط بی‌هوازی و درجه حرارت مناسب) قرار داده و پس از طی مدت زمان لازم (۲۴ تا ۴۸ ساعت) آنها را مورد بررسی قرار می‌دهیم. محیط‌های مناسب دارای رشد کافی از کلنی‌های باکتری‌های مورد نظر می‌باشند و در مورد محیط‌های انتخابی مهار میکروارگانیزم‌های مورد نظر باید مشخص باشد.

کنترل محیط‌های ساخته شده تجاری (آماده مصرف):

۱- رطوبت: محیط‌های کشت باید بدون هر گونه رطوبت اضافی بوده، همچنین هیچ نشانه‌ای از خشک شدن اطراف محیط کشت نباید مشاهده گردد.

۲- سترون بودن: محیط‌های کشت باید عاری از آلودگی باشند.

رنگ: محیط‌های کشت آگار خون‌دار نباید هیچ نشانه‌ای از همولیز داشته باشند و محیط‌های کشت دیگر نباید هیچ‌گونه تغییر رنگ غیر طبیعی داشته باشند.

بررسی آلودگی محیط‌های کشت (استریل بودن محیط‌های کشت):

در صورتی که تعداد پلیت یا لوله تهیه شده در هر سری ساخت یا Lot، ۱۰۰ عدد یا کمتر باشد، باید به تعداد ۵-۳٪ محیط‌های تهیه شده را در دمای ۳۷-۳۵ °C به مدت ۲-۵ روز انکوبه نمود. برای Lot‌های با تعداد بیش از ۱۰۰، باید به تعداد ۱۰ پلیت یا لوله را به طور تصادفی برداشته و در شرایط فوق انکوبه نمود. بعد از انکوباسیون هیچ‌گونه رشد میکروبی نباید مشاهده شود.

تفسیر نتایج:

یک محیط کشت زمانی قابل قبول می‌باشد که با همه سویه‌های پیشنهادی برای آزمون محیط کشت که در جدول زیر مشخص شده است، رشد کافی داشته و خصوصیات مورفولوژیکی کلنی‌ها بارز باشد. در مورد محیط‌های انتخابی، رشد بعضی از ارگانیزم‌های خاص مهار می‌شود، ضمن اینکه اجازه رشد کافی به سایر ارگانیزم‌ها می‌دهد.

دهد. در بعضی موارد، واکنش‌های رنگی خاص یا همولیز همچنانکه در جدول آمده است، باید ایجاد شود. مثلاً در مورد کشت بلاداآگار ایجاد همولیز مناسب ضروری است و یا برای محیط مکانکی آگار ایجاد واکنش‌های رنگی برای سویه‌های میکروبی مشخص ضروری می‌باشد.

سایر معیارهای تضمین کیفیت:

محیط‌های کشت آماده مصرف باید از نظر موارد زیر نیز بررسی شوند:

- شکستگی ظروف پتری
- پر شدن ناصاف پلیت‌ها
- ترک خوردگی محیط کشت در پلیت‌ها
- وجود همولیز (برای بلادا آگار)
- یخ زدگی

وجود مقدار زیاد حباب یا حفره در سطح محیط کشت

| نتیجه قابل انتظار | ارگانیزم‌های کنترلی | زمان انکوباسیون | محیط کشت |
|---|---|-----------------|---|
| رشد مثبت، محیط سیاه‌رنگ می‌شود رشد منفی | استرپتوکوک فکالیس <i>S. faecalis</i> استرپتوکوک پایوژنز <i>S. pyogenes</i> | ۲۴ ساعت | بایل اسکولین آگار |
| رشد مثبت دارای همولیز بتا رشد مثبت دارای همولیز آلفا | استرپتوکوک پایوژنز <i>Streptococcus pyogenes</i> استرپتوکوک پنومونیه <i>S. pneumoniae</i> | ۲۴ ساعت | بلادا آگار جار شمع دار CO ₂ |
| رشد مثبت | هموفیلوس آنفلوانزا <i>Haemophilus influenzae</i> | ۲۴ ساعت | شکلات آگار |
| مثبت (بنفش رنگ می‌شود) منفی (بدون تغییر رنگ) | سالمونلا تایفی موریوم <i>S. typhimurium</i> شیگلافلکسنری <i>Shigella flexneri</i> | ۴۸ ساعت | لایزین دکربوکسیلاز (محیط بوسیله روغن استریل پوشانده میشود) |
| مثبت منفی | سالمونلا تایفی موریوم <i>S. typhimurium</i> کلبسیلا پنومونیه <i>K. pneumoniae</i> | ۴۸ ساعت | اورنیتین (دکربوکسیلاز) |
| مثبت منفی | سالمونلا تایفی موریوم <i>S. typhimurium</i> پروتئوس میرابیلیس <i>Proteus mirabilis</i> | ۴۸ ساعت | آرژنین (دی هیدرولاز) |
| منفی | اشرشیا کلی <i>E. coli</i> | ۲۴ ساعت | ژلاتیناز |

| | | | |
|---|---|---------|---|
| مثبت | Bacillus subtilis باسیلوس سوبتیلیس | | |
| گاز + SH ₂ , A/A | Citrobacter freundii سیتروباکتر فروندی | | |
| گاز یا بدون گاز + SH ₂ , K/A | S. typhimurium سالمونلا تایفی موریوم | ۲۴ ساعت | کلا یگلر آبیرون آگار |
| K/A | Sh. flexneri شیگلا فلکسنری | | |
| تغییر نمی کند | اسینتوباکتر کالکوستیکوس Acinetobacter calcoaceticus | | |
| کلنی های قرمز رنگ | E. coli اشرشیا کلی | | |
| کلنی های بیرنگ، بدون سوارمینگ (خزش) | Proteus mirabilis پروتئوس میرابیلیس | ۲۴ ساعت | مک کانکی آگار (همراه با کریستال و یوله) |
| رشد منفی | S. faecalis استرپتوکوک فکالیس | | |
| منفی (سبز رنگ) | E. coli اشرشیا کلی | | |
| مثبت (آبی رنگ) | K. pneumonia کلبسیلا پنومونیه | ۲۴ ساعت | مالونات |
| کلنی های زرد رنگ | S. aureus استافیلوکوک اورئوس | | |
| کلنی های قرمز رنگ | S. epidermidis استافیلوکوک اپیدرمیدیس | ۲۴ ساعت | مانیتول سالت آگار |
| رشد منفی | E. coli اشرشیا کلی | | |
| MR مثبت - VP منفی | E. coli اشرشیا کلی | ۴۸ ساعت | MRVP |
| MR منفی - VP مثبت | K. pneumonia کلبسیلا پنومونیه | | |
| به جدول میزان هاله عدم رشد قابل قبول در بخش آنتی بیوگرام مراجعه شود | استافیلوکوک اورئوس S. aureus ATCC 25923 سودوموناس آئروژینوزا P. aeruginosa ATCC 27853 اشرشیا کلی E. coli ATCC 25922 | ۲۴ ساعت | مولر هیتون آگار |
| مثبت | E. coli اشرشیا کلی | ۲۴ ساعت | نیترات برات |
| منفی | اسینتوباکتر کالکوستیکوس Acinetobacter calcoaceticus | | |
| مثبت | E. coli اشرشیا کلی | ۲۴ ساعت | آب پپتونه (اندول) |
| منفی | K. pneumoniae کلبسیلا پنومونیه | | |
| منفی | E. coli اشرشیا کلی | ۲۴ ساعت | فنیل آلانین دامیناز |
| مثبت | P. mirabilis پروتئوس میرابیلیس | | |
| منفی | E. coli اشرشیا کلی | ۲۴ ساعت | سالمونلا شیگلا آگار (S.S) یا دزوکسی کلات سیترات آگار |
| کلنی های بیرنگ | سالمونلا تایفی موریوم Salmonella typhimurium | | |

| | | | |
|---|---|---------|--|
| کلنی های بیرنگ | یرسینیا انتروکولیتیکا Yersinia enterocolitica | | |
| کلنی های بیرنگ | شیگلا فلکسنری Shigella flexneri | | |
| بعد از کشت مجدد رشد می کند | سالمونلا تایفی موریوم S. typhimurium | ۲۴ ساعت | سلنیت برات (SF) |
| بعد از کشت مجدد رشد نمی کند | اشرشیا کلی E. coli | | |
| رشد منفی | اشرشیا کلی E. coli | ۴۸ ساعت | سیمون سترات (در لوله های با دریچ شل در انکوباتور گذاشته شود) |
| رشد مثبت- رنگ آبی | کلبسیلا پنومونیه K. pneumonia | | |
| کلنی های زرد رنگ | Vibrio SPP | ۲۴ ساعت | TCBS آگار |
| رشد مثبت | نایسریا مننژیتیدیس Neisseria meningitidis (CO ₂) | | |
| رشد مثبت | نایسریا گونوره N. Gonorrhoeae | ۲۴ ساعت | تایر مارتین |
| رشد منفی | اشرشیا کلی E. coli | | |
| رشد مثبت | باکترئیدس فراجیلیس Bacteriodes fragilis | ۲۴ ساعت | تایوگلیکولات برات Thioglycollate broth |
| گاز + SH ₂ , A/A | سیتروباکتر فروندی Citrobacter frundii | | |
| گاز یا بدون گاز + SH ₂ , K/A | سالمونلا تایفی موریوم S. typhimurium | ۲۴ ساعت | TSI عمق محیط باید ۳ سانتی متر باشد (با دریچ شل اتوو گذاری شود) |
| K/A | شیگلا فلکسنری Sh. flexneri | | |
| تغییر نمی کند | اسینتوباکتر کالکوستیکوس Acinetobacter calcoaceticus | | |
| منفی | اشرشیا کلی E. coli | ۲۴ ساعت | محیط اوره |
| مثبت، صورتی | پروتئوس میرابیلیس P. mirabilis | | |

اصول صحیح کنترل کیفی در آزمایشات کیفی:

- در هر سری کاری بایستی از نمونه‌های کنترلی مثبت و منفی استفاده گردد. بهتر است علاوه بر کنترل‌هایی که داخل کیت وجود دارد، نمونه‌های مثبت و منفی دیگر (نمونه کنترل تجاری یا نمونه انسانی) نیز آزمایش شوند.
- در مورد استفاده از کیت و شرایط نگهداری و استفاده از آن بایستی بطور کامل از دستورالعمل سازنده آن تبعیت نمود.
- عواملی که در واکنش اتصال آنتی‌ژن و آنتی‌بادی دخالت دارند، مانند PH محیط، بافر مناسب، دما، حرکت مناسب (Shaking) و نسبت معرف‌ها و نمونه‌ها رعایت شوند.
- احتمال بروز Hook effect ، Prozone در نظر گرفته شود.
- به مختصات کیت مانند Detection limit توجه شود.
- معرف‌ها بصورت تازه تهیه شوند.
- معرف‌ها از نظر اتواگلوتیناسیون و تغییر رنگ بررسی شوند.
- نمونه‌گیری و نگهداری نمونه بر اساس نوع آزمایش به‌نحو مناسب انجام گردد.
- در مورد آزمایش IFA از کونژوگه مناسب استفاده و نتیجه نهایی بر اساس نظر دو نفر اعلام شود.

تفسیر نتایج برنامه کنترل کیفی خارجی

آزمایشگاه‌ها همانند کارخانه‌های تولیدی هستند که مواد اولیه را به محصولات مورد نظر تبدیل می‌کنند. با این تفاوت که مواد اولیه در آزمایشگاه‌های بالینی، نمونه‌های بیماران بوده و محصول نتایج آزمایش‌ها می‌باشند. کیفیت نتایج آزمایش، وابسته به عملکرد پرسنل، تجهیزات و معرف‌هایی است که در این فرایند مورد استفاده قرار می‌گیرد. علاوه بر این‌ها عوامل درون فردی نیز در کیفیت نمونه تهیه شده از بیمار تاثیر می‌گذارد. پس عوامل موثر در نتایج آزمایش را میتوان همانند متغیرهایی در نظر گرفت که به انواع مربوط به بیمار، پرسنل، تجهیزات و معرف‌ها قابل تقسیم هستند. برای بدست آوردن نتایج آزمایش با کیفیت بالا، باید تمامی این عوامل تحت کنترل قرار داشته باشند.

اساس کنترل کیفیت روش‌های آماری در آزمایشگاه‌های بالینی، بررسی دوره‌ای یک روش اندازه‌گیری در جهت تصدیق اجرای آن بر اساس مشخصات تعیین شده می‌باشد. برای این منظور معمولاً از نمونه کنترل کیفی (QC) و محاسبات آماری استفاده می‌شود. بر اساس منبع تهیه نمونه QC، روش‌های کنترل کیفیت به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم می‌شوند. کنترل کیفیت داخلی (IQC) برای پایش روزانه دقت و صحت روش اندازه‌گیری است. در حالی‌که روش‌های ارزیابی کنترل کیفیت خارجی (EQA) برای حفظ صحت طولانی مدت روش‌های آزمایش مهم می‌باشد. در عمل IQC و EQA مکمل یکدیگر می‌باشند.

یکی از مسائلی که برای انتخاب یک سیستم کنترلی مناسب هم برای کنترل کیفیت داخلی و هم کنترل کیفیت خارجی باید مد نظر قرار داشته باشد تمایز سیگنال‌های مربوط به خطا در روش آنالیز و گزارش‌دهی از نویزهای مربوط به نوسانات ذاتی روش‌ها می‌باشد. وقتی یک خطا در سیستم رخ دهد بایستی زنگ خطر به صدا درآید (احتمال نزدیک به ۱۰۰٪ آشکارسازی خطا) و در مواقع وجود نداشتن خطا زنگی به صدا درنیاید (احتمال رد کاذب نزدیک به صفر). در غیر این صورت به دلیل کاهش احتمال آشکارسازی خطا و یا افزایش رد کاذب، بتدریج میزان اعتماد به سیستم کنترلی کاهش می‌یابد.

عوامل موثر در تمایز بین خطا و نوسانات ذاتی روش و در نتیجه تفسیر نتایج کنترل کیفیت را میتوان به سه دسته تقسیم نمود.

(۱) تعیین میزان هدف نمونه

(۲) تعیین دامنه قابل قبول نتایج

(۳) تعیین قواعدی برای تفسیر نتایج

اساس توجه به عوامل فوق در IQC و EQA یکسان می‌باشد، ولی در جزئیات تفاوت‌های زیادی وجود دارد. از آنجایی که در مطالب فوق در مورد IQC به تفصیل توضیح داده شده است لذا در این بخش فقط در مورد EQA مطالبی ذکر خواهد شد.

۱- تعیین میزان هدف نمونه (برآوردی از میزان واقعی نمونه)

دو روش برای این کار وجود دارد

(a) استفاده از میزان مشترک چندین آزمایشگاه

(b) میزان مشترک شرکت کنندگان: که میزان میانگین شرکت کنندگان بعد از حذف بیرون افتاده‌ها می‌باشد که به آن میزان میانگین پیراسته یا میزان میانگین وزن دار شده اطلاق می‌شود. تجربیات نشان می‌دهد که این مقدار به میزان واقعی نمونه بسیار نزدیک می‌باشد ولی برای این منظور بایستی دو خصوصیت را مورد توجه قرار دهیم.

- i. تعداد اعضاء هر گروه یا همگروه کم نباشد تا آزمون آماری معتبر باشد. (حداقل ۱۰ و ترجیحاً ۲۰ آزمایشگاه)
- ii. درصد زیادی از شرکت کنندگان بایاس آنالیتیکال قابل توجه نداشته باشند.

یکی از مسائل مطرح در بحث EQA دسته بندی آزمایشگاه‌ها بر اساس روش آزمایشگاه می‌باشد. هیچ شکی وجود ندارد که برای رسیدن به اهداف EQA این دسته بندی ضروری است زیرا بر حسب استفاده از روش‌های مختلف نتایج بدست آمده می‌تواند تفاوت قابل توجهی داشته باشند و این موضوع عدم دسته بندی، گاهی در مورد آنالیت‌های غیر آنزیمی نظیر گلوکز و کلسترول مطرح می‌گردد که در این مورد هم دسته‌بندی کردن آزمایشگاه‌ها بر اساس روش آزمایش سبب رسیدن به میزان مشترکی می‌شود که برای آزمون آماری در هر گروه مناسب‌تر است.

۲- تعیین دامنه قابل قبول


برای تعیین دامنه قابل قبول روش‌های مختلفی وجود دارد که هر کدام دارای محاسن و معایب خود می‌باشند. ولی دو روشی که در کشور ما بیشتر استفاده می‌شود استفاده از VIS و DI می‌باشد. اساس هر دو روش

یکسان می‌باشد و اختلاف این دو روش فقط انتخاب میزان SD می‌باشد که در مورد VIS از قبل تعیین شده است (بر اساس %CCV مورد استفاده) ولی در مورد DI بر اساس SD هم‌گروه می‌باشد. عدم انتخاب SD مناسب سبب می‌شود که سیستم کنترلی نتواند سیگنال را از نویز تشخیص دهد. استفاده از یک دامنه ثابت مثل $X \pm 5 \text{mg/dl}$ یا $X \pm 10\%$ نیز توسط مراجع بین‌المللی مطرح گردیده است ولی هنوز در ایران مورد استفاده قرار نگرفته‌اند.

۳- تعیین قواعدی برای تفسیر نتایج

همانند قواعدی مثل وستگارد که در IQC مورد استفاده قرار می‌گیرد قواعدی برای تفسیر نتایج EQA وضع نشده است که مورد قبول اکثر صاحب‌نظران باشد.

سیستم امتیاز دهی VIS و DI راهکاری است که می‌توان برای تفسیر نتایج EQA استفاده نمود. همچنین استفاده از الگوریتم زیر نیز پیشنهاد شده است.



مراحل کار تفسیر نتایج EQA :

۱) آزمایشگاه‌های شرکت کننده بر اساس نوع آنالیت مورد اندازه‌گیری گروه‌بندی می‌شوند. کل گروه‌ها (Total groups) شامل مجموع آزمایشگاه‌هایی می‌باشد که در اندازه‌گیری یک آنالیت خاص شرکت کرده‌اند و به آزمایشگاه‌ها اعضاء گفته می‌شود.

۲) اعضاء کل گروه بر اساس نوع کیت مصرفی به دو دسته دستی و دستگاهی تقسیم می‌شوند و اعضایی که برای اندازه‌گیری یک آنالیت از یک نوع کیت و از یک روش استفاده می‌کنند در یک گروه به نام هم‌گروه (Total group) قرار داده می‌شوند.

۳) محاسبات آماری برای به دست آوردن مقادیر : میانگین و انحراف معیار انجام می‌شود. و بعد از تعیین SD، اگر نتیجه یا نتایجی در خارج از محدوده $\text{mean} \pm 2.5\text{SD}$ وجود داشته باشد این نتایج به‌عنوان نتایج پرت از محاسبه خارج می‌شود و دوباره میانگین محاسبه می‌گردد و این کار را تا وقتی که نتیجه یا نتایجی در خارج از محدوده $\text{mean} \pm 2.5\text{SD}$ وجود نداشته باشد ادامه می‌دهم و میانگین به دست آمده تحت عنوان میانگین وزن دار شده (Weighted Mean) نامیده می‌شود.

VIS پارامتری است که برای ارزیابی عملکرد عضو هر گروه مورد استفاده قرار می‌گیرد. هر چه میزان VIS کمتر باشد، عملکرد عضو بهتر می‌باشد. بر اساس میزان VIS اعضاء به گروه‌های زیر تقسیم می‌شوند.

- $\text{VIS} < 50$ نشاندهنده عملکرد عالی است.
- $50 < \text{VIS} \leq 100$ نشاندهنده عملکرد مطلوب است.
- $100 < \text{VIS} \leq 150$ نشاندهنده عملکرد قابل قبول است.
- $150 < \text{VIS} \leq 200$ نشاندهنده عملکرد هشدار دهنده است.
- $200 < \text{VIS}$ نشاندهنده عملکرد غیرقابل قبول است.

اگر به دلایل ذکر شده در زیر امکان تشکیل یک هم‌گروه دیگر وجود نداشته باشد تنها به ذکر میانگین کل گروه و نتیجه عضو اکتفا می‌شود.

- تعداد اعضاء هم‌گروه کمتر از ۱۰ باشد.
 - نام کیت و روش دستی و دستگاهی ذکر نشده باشد و یا خوانا نباشد.
- ۱) در صورتی که نتیجه گزارش شده عضو خارج از محدوده $X \pm 2.5\text{SD}$ هم‌گروه یا کل گروه باشد، در محاسبات منظور نشده و عبارت « $\pm 2.5\text{SD}$ » در مقابل VIS نوشته می‌شود.
- ۲) گزارش نتایج بیوشیمی خون در دو جدول و دو نمودار گزارش می‌شود

جدول ۱ مروری کلی بر تمامی آنالیت‌ها است که توسط آزمایشگاه بر نمونه کنترلی ارسالی انجام شده است. پارامترهای این جدول شامل آنالیت، واحد، نتیجه، تعداد اعضاء همگروه، میانگین همگروه، %CV همگروه و VIS عضو می‌باشد.

جدول ۲ هم‌گروه‌های مربوط به یک آنالیت خاص را فهرست نموده و تعداد، میانگین و %CV هر همگروه را نشان می‌دهد. در انتهای سمت راست موقعیت عضو در همگروه به همراه نتیجه گزارش شده عضو و VIS مربوطه آورده می‌شود و برای هر آنالیت بیوشیمی یک جدول ۲ وجود دارد.

نمودار توزیع فراوانی نتایج گزارش شده (محور عمودی برای فراوانی و محور افقی برای میزان آنالیت) را نشان می‌دهد که بر روی آن محدوده‌های مربوط به VISهای مختلف (با رنگ) و موقعیت نتیجه گزارش شده عضو با ستاره مشخص می‌شود.

نمودار امتیاز شاخص بایاس (BIS, Bias Index Score) جهت ارزیابی نتایج عضو برای یک آنالیت خاص در دوره‌های مختلف می‌باشد. در این نمودار میزان VIS هر دوره برای یک آنالیت خاص با توجه به علامت منفی یا مثبت آن تحت عنوان BIS دوره‌های مختلف عملکرد خود را ارزیابی نماید.

منابع

- ۱- کتاب کنترل کیفیت در آزمایشگاه‌های پزشکی، نوشته دکتر فریده رضی، دکتر پریسا داهیم و ...، انتشارات نوید شیراز، سال ۱۳۸۸.
- ۲- کتابچه برنامه ارزیابی خارجی کیفیت آزمایشگاه‌های تشخیص طبی.
- ۳- <http://persian.persiantd.com/archive/index.php>
- ۴- اصول مدیریت کیفیت در آزمایشگاه بالینی دکتر درگاهی - انتشارات تهران.
- ۵- دستورالعمل فنی تهیه و کنترل کیفیت محیط‌های کشت آزمایشگاه رفرانس.