

دستور العمل جمع آوری نمونه ادرار در اطفال



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گروستان

بیمارستان صلاح الدین ایوبی

دستور العمل آموزشی

۱۴۰۳-۱۴۰۴

توجه:

- در هنگام خواب راحت تر می توان به کودک کیسه را نصب کرد.
- نمونه ادرار حداکثر تا ۱ ساعت بعد از جمع آوری به آزمایشگاه تحویل داده شود.



- نمونه ادرار اطفال را فقط داخل کیسه ادرار متناسب با جنسیت کودک جمع آوری نمایید. این کیسه کاملاً استریل و یک بار مصرف می باشد.
- مشخصات ثبت شده بر روی برچسب را به دقت کنترل نمایید.
- منطقه تناسلی طفل را آب و صابون بچه بطور کامل شسته و از جلو به عقب خشک نمایید.
- کیسه اصلی را از داخل پوشش آن بیرون آورده پس از جئا نمودن کاغذ بر چسب آن و در حالی که پاهای بچه را از هم باز کرده اید قسمت چسبناک کیسه را با دقت اطراف مجاری ادراری بچبانیید. مطمئن شوید که روکش چسب به طور کامل و محکم بدون هیچ چروکی به پوست چسبیده است طوری که مجاری ادرار داخل سوراخ کیسه قرار گیرد.
- برای دخترها بهتر است عمل چسباندن کیسه از پایین به بالا صورت پذیرد تا مجاری ادرار کاملاً در قسمت سوراخ کیسه قرار گرفته و ادرار بیرون ریخته نشود.
- هر ۱۵ دقیقه ورود ادرار را به کیسه کنترل کنید و به محض جمع آوری نمونه ربال کیسه را جدا و پس از تازدن قسمت فوقانی برچسب مشخصات بیمار را برو روی آن نصب کنید.